



## Wytrząsarki orbitalne Orbital Shaker

FOR MY LAB  
**neoLab**<sup>®</sup>

### Cechy wytrząsarek Orbital Shaker:

- Optymalna amplituda rotacji dla intensywnego przemieszania próbek.
- Z cyfrowym czasomierzem 1 do 999 min.
- Nadają się do pracy ciągłej.
- Precyzyjna kontrola prędkości.
- Orbitalny ruch obrotowy.
- Sygnał dźwiękowy po upływie ustawionego czasu.
- Pamięć dla ustawień zdefiniowanych przez użytkownika.

| Miniatura                                                                         | Nr-art. | Nazwa          | Amplituda | Pręd. obrotowa  | Wym. platformy |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-----------|-----------------|----------------|
|  | 7-0030  | Orbital Shaker | 20 mm     | 10-250 obr./min | 168 x 168 mm   |
|  | 7-0031  | Orbital Shaker | 10 mm     | 50-500 obr./min | 410 x 297 mm   |

### Opis

**Mniejsza wytrząsarka (Nr-Art. 7-0030):** dostarczana wraz z 2 klipsami magnetycznymi dla bezpiecznego ustawienia wszystkich naczyń: Amplituda 20 mm. 10 do 250 obr./min.

**Nośność:** maks. 1,5 kg.

**Ciężar:** 1,4 kg.

**Wymiary (dł. x szer. x wys.):** 193 x 170 x 70 mm.

**Większa wytrząsarka (Nr-Art. 7-0031):** dostarczana wraz z 8 klipsami magnetycznymi i uniwersalną platformą. Amplituda 10 mm. 50 do 500 obr./min.

**Nośność:** maks. 7 kg.

**Ciężar:** 7,5 kg.

**Wymiary (dł. x szer. x wys.):** 420 x 310 x 100 mm.

Można na niej dodatkowo zamocować zestaw prętów (7-0032) dla bezpiecznego podtrzymywania butelek i innych naczyń. Składa się z 2 mocowań krawędzi z klipsami do nałożenia na platformę oraz z 4 prętów z tworzywa sztucznego.

### Cechy wytrząsarek:

- Optymalna amplituda rotacji dla intensywnego przemieszania próbek.
- Z cyfrowym czasomierzem 1 do 999 min.
- Nadają się do pracy ciągłej.
- Precyzyjna kontrola prędkości.
- Orbitalny ruch obrotowy.
- Temperatura otoczenia: +4°C do +55°C.

- Względna wilgotność powietrza (przy 20°C): maks. 80%.
- Sygnał dźwiękowy po upływie ustawionego czasu.
- Pamięć dla ustawień zdefiniowanych przez użytkownika.

**Zasilanie:** adapter prądu przemiennego 12 V, 1000 mA.

Zapasowy zasilacz sieciowy – napięcie wyjściowe 12,0 V o Nr-Art. 7-0041 należy zamawiać osobno.