



Łaźnie wodne SUB Aqua Pro

Grant
SCIENTIFIC

Cyfrowe łaźnie SUB Aqua Pro pozwalające na nastawianie temperatury w zakresie **od temp. otoczenia +5°C do 99°C**. Wyświetlanie temperatury co 0,1°C oraz stabilność temperatury na poziomie 0,2°C. Seria składa się z ośmiu modeli. Wyposażone w dwa wyłączniki chroniące przed przegrzaniem i niezamierzonym uruchomieniem urządzenia. Z wyświetlaczem Led, wbudowanym timerem. Możliwość zaprogramowania trzech ustawień temperatury i czasu. Modele od pojemności 12 l posiadają kurek spustowy.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Zakres temp.	Wym. robocze	Wym. zewnętrzne
	B-6614	Łaźnia wodna SUB Aqua Pro SAP2	2 l	+5°C do 99°C	131 x 117 x 132 mm	185 x 200 x 200 mm
	B-6615	Łaźnia wodna SUB Aqua Pro SAP25	2 l	+5°C do 99°C	289 x 139 x 47 mm	335 x 215 x 150 mm
	B-6616	Łaźnia wodna SUB Aqua Pro SAP5	5 l	+5°C do 99°C	281 x 131 x 132 mm	335 x 215 x 200 mm
	B-6617	Łaźnia wodna SUB Aqua Pro SAP12	12 l	+5°C do 99°C	306 x 281 x 132 mm	360 x 380 x 225 mm
	B-6618	Łaźnia wodna SUB Aqua Pro SAP18	18 l	+5°C do 99°C	281 x 485 x 132 mm	590 x 335 x 275 mm
	B-6619	Łaźnia wodna SUB Aqua Pro SAP26	26 l	+5°C do 99°C	278 x 481 x 182 mm	590 x 335 x 275 mm
	B-6620	Łaźnia wodna SUB Aqua Pro SAP34	34 l	+5°C do 99°C	281 x 635 x 180 mm	335 x 770 x 370 mm
	B-6621	Łaźnia wodna SUB Aqua Pro SAPD	5 l + 12 l	+5°C do 99°C	281 x 131 x 191 mm + 306 x 281 x 241 mm	545 x 225 x 380 mm

Opis

Seria SUB Aqua Pro firmy Grant to cyfrowe łaźnie wodne do bezpośredniego zanurzania próbek. Wysokiej jakości, solidna i wytrzymała konstrukcja odporna na korozję. Zbiorniki łaźni wykonano ze stali nierdzewnej. Zapewniające pracę w temperaturze w zakresie od temp. otoczenia **+5°C do 99°C**. Dostępne 8 modeli łaźni o pojemnościach od 2 do 34 litrów. Zasilane 230 V, z mocą grzewczą od 0,25 kW do 1,80 kW, ważące od 3,0 kg do 14,5 kg w zależności od modelu. Z dużym, czytelnym wyświetlaczem LED oraz wbudowanym **timerem z alarmem** (zakres 1-999 min). Wyświetlanie temperatury **co 0,1°C**.

Łaźnie wodne dla wymagających, przeznaczone do najbardziej precyzyjnych zastosowań laboratoryjnych. Technologia Set and Forget[®] zapewnia szybkie nagrzewanie oraz dokładną kontrolę temperatury. **Stabilność temperatury** wynosi **0,2°C** zapewniając precyzyjne i dokładne wyniki. Proste i intuicyjne sterowanie zapewniające szybkie, łatwe ustawianie oraz regulację temperatury. Możliwość zaprogramowania **trzech ustawień temperatury i czasu**. Wyposażone w system

zabezpieczający przed przegrzaniem próbki, który uruchamia alarm i wyłącza ogrzewanie po osiągnięciu przez próbkę ustawionej przez użytkownika temperatury alarmowej. Posiadają blokadę przedniego panelu chroniącą przed niezamierzoną zmianą ustawionej temperatury a także system zapobiegający uruchomieniu łaźni bez wody. Z możliwością **jedno- lub dwupunktowej kalibracji** przez użytkownika. Pojemności zaczynające się od 12 l posiadają **kurek spustowy** ułatwiający opróżnianie (w tym dwukomorowa 5l+12l).

Łaźnie SUB Aqua Pro znajdują zastosowanie przy m.in. : przygotowaniu kultur tkankowych, podgrzewaniu pożywek do hodowli tkankowych, przygotowaniu próbek do testów immunologicznych, sanityzacji sprzętu.

W zakresie dostawy zawarte są przezroczysta poliwęglanowa **pokrywa oraz taca**. Niekapiąca pokrywa z poliwęglanu poprawia wydajność, ogranicza parowanie i oszczędza energię. (Uwaga: model SAP34 jako jedyny posiada pokrywę ze stali nierdzewnej. Ze względu na duże rozmiary, pokrywa z poliwęglanu mogłaby ulec odkształceniom). Perforowana taca pozwala na równomierne rozprowadzanie temperatury. Modele o pojemności 12 litrów i więcej posiadają kurek spustowy, ułatwiający opróżnienie łaźni.

Aby uzyskać temperaturę powyżej 60°C, należy przykryć łaźnię pokrywą lub użyć [pływaków, kulek do łaźni](#). Pływaki możliwe do kupienia osobno.