



## Probówki wskaźnikowe do kontroli sterylizacji w autoklawach i sterylizatorach gorącego powietrza

Doskonale nadają się do prac w laboratoriach medycznych i bakteriologicznych, gdzie wynik sterylizacji wymaga absolutnej pewności. Zmiana barwy probówki z czerwonej na zieloną wskazuje, że proces sterylizacji został przeprowadzony prawidłowo. Probówki należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

| Miniatura                                                                         | Nr-art. | Nazwa                                                   | Szt./Op. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|----------|
|  | 3-1280  | Probówki do autoklawów do 125°C                         | 100 szt. |
|  | 3-1281  | Probówki do sterylizacji gorącym powietrzem 90°C/10 min | 100 szt. |

### Opis

Doskonale nadają się do prac w laboratoriach medycznych i bakteriologicznych, gdzie wynik sterylizacji wymaga absolutnej pewności. Zmiana barwy probówki z czerwonej na zieloną wskazuje, że proces sterylizacji został przeprowadzony prawidłowo. Probówki należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Okres przydatności do użycia wynosi 6 miesięcy. Opakowanie zawiera 100 probówek.