



Papierki do oznaczeń jakościowych - Antymon



Papierki Macherey Nagel Antymon umożliwiają identyfikację jonów Sb^{3+} w roztworze. W obecności jonów antymonu(III) **żółty** papier testowy zabarwia się na kolor **pomarańczowo-czerwony**. Próg wykrywalności wynosi **5 mg/l Sb^{3+}** .

Opakowanie zawiera 200 sztuk pasków testowych o wymiarach 20 x 70 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zmiana barwy	Szt./Op.
	M-3671	Papierki do ozn. jakościowych Antymon	żółty - czerwony	200 szt.

Opis

Papierki do oznaczeń jakościowych M-3671 umożliwiają szybkie wykrycie jonów antymonu (III) w roztworze. W obecności jonów Sb^{3+} pasek testowy zmienia kolor z **żółtego** na **pomarańczowo-czerwony**. Jony Sb^{5+} mogą być wykryte tą metodą po uprzedniej redukcji metalicznym magnezem do Sb^{3+} . Próg wykrywalności wynosi **5 mg/l Sb^{3+}** .

Opakowanie zawiera 200 sztuk pasków testowych o wymiarach 20 x 70 mm.