



Papierki do oznaczeń jakościowych - Cuprotesmo



Papierki do oznaczeń jakościowych Cuprotesmo są przeznaczone do wykrywania metalicznej miedzi i jonów miedzi. W obecności miedzi **jasnożółty** papier testowy zmienia barwę na różową do purpurowoczerwonej. Próg wykrywalności wynosi **0,05 µg** dla miedzi metalicznej lub w postaci soli oraz **3-5 mg/l** w przypadku jonów miedzi.

Opakowanie zawiera 40 sztuk pasków testowych o wymiarach 40 x 25 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zmiana barwy	Szt./Op.
	M-3654	Papierki do ozn. jakościowych Cuprotesmo	jasnożółty - różowy/purpurowoczerwony	40 szt.

Opis

Papierki do oznaczeń jakościowych Cuprotesmo umożliwiają szybkie i pewne wykrywanie metalicznej miedzi oraz jonów **Cu(I)** oraz **Cu(II)**. W ich obecności na **bladżółtym** papierku testowym pojawiają się **różowe** (do **purpurowo-czerwonych**) plamki.

Paski Cuprotesmo są wykorzystywane do wykrywania miedzi i jej soli:

- na powierzchniach i powłokach metalowych (do wykrywania porów),
- w popiołach,
- do badań kryminalistycznych (badanie łusek i pocisków),
- do wykrywania pestycydów zawierających miedź w warzywach i owocach.

Próg wykrywalności wynosi **0,05 µg** dla miedzi metalicznej lub w postaci soli oraz **3-5 mg/l** w przypadku jonów miedzi.

Opakowanie zawiera 40 sztuk pasków testowych o wymiarach 40 x 25 mm.