

Końcówki kapilarne



Przeznaczone do nanoszenia próbek na żele (o szerokości studzienek odpowiednio: A-728006 – 0,2 mm, pozostałe – 0,4 mm) bądź do odzyskiwania próbek. Dostępne są końcówki kapilarne z płaskim zakończeniem oraz końcówki kapilarne z okrągłym zakończeniem o różnych średnicach. **Wszystkie końcówki kapilarne przedstawione poniżej są wolne od DNA, DNaz i RNaz.**

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Pakowane
	A-728004	Końcówki kapilarne	10 µl, z okrągłym zakończeniem 05, Ø 0,57 mm	w statywie (1 statyw zawierający 200 szt.)
	A-728005	Końcówki kapilarne	10 µl, z płaskim zakończeniem 03, średnica 0,37 mm	w statywie (1 statyw zawierający 200 szt.)
	A-728006	Końcówki kapilarne	10 µl, z płaskim zakończeniem 01, średnica 0,17 mm	w statywie (1 statyw zawierający 200 szt.)

Opis

Przeznaczone do nanoszenia próbek na żele (o szerokości studzienek odpowiednio: A-728006 – 0,2 mm, pozostałe – 0,4 mm) bądź do odzyskiwania próbek. Dostępne są końcówki kapilarne z płaskim zakończeniem oraz końcówki kapilarne z okrągłym zakończeniem o różnych średnicach. **Wszystkie końcówki kapilarne przedstawione poniżej są wolne od DNA, DNaz i RNaz.**

Końcówki pasujące do pipet:

Brand (Transferpette 10 µl (szare)),

Eppendorf (10 µl),

Finn (Digital Micro 2 i 10 µl, Focus Micro 10 µl),

Nichiryo (10 µl),

Socorex (2 i 10 µl (zielone)).