



Końcówki do pipet Sarstedt - w SingleRefill



Sterylnie końcówki do pipet Sarstedt w podstawce Single Refill. Pasują do pipet automatycznych wielu producentów. Wyprodukowane z polipropylenu o wysokiej przezroczystości. Zgodne z normą DIN EN ISO 8655. Stopień czystości Biosphere® plus.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Długość	Kod barwny	Stopień czystości	Szt./Op.	Nr producenta
	J-3061	Końcówki do pipet - w SingleRefill	0,1-10 µl	31 mm	ciemny szary	Biosphere plus	480 szt.	70.3010.305
	J-3062	Końcówki do pipet - w SingleRefill	0,1-20 µl	46 mm	jasny szary	Biosphere plus	480 szt.	70.3020.305
	J-3064	Końcówki do pipet - w SingleRefill	20 - 200 µl	51 mm	żółty	Biosphere plus	480 szt.	70.3030.305
	J-3065	Końcówki do pipet - w SingleRefill	20-250 µl	51 mm	jasny pomarańczowy	Biosphere plus	480 szt.	70.3031.305
	J-3066	Końcówki do pipet - w SingleRefill	30-300 µl	60 mm	ciemny pomarańczowy	Biosphere plus	480 szt.	70.3040.305
	J-3067	Końcówki do pipet - w SingleRefill	100-1000 µl	72 mm	ciemny niebieski	Biosphere plus	480 szt.	70.3050.305
	J-3068	Końcówki do pipet - w SingleRefill	100-1250 µl	90 mm	ciemny niebieski	Biosphere plus	480 szt.	70.3060.305

Opis

Końcówki do pipet automatycznych Sarstedt w wygodnej podstawce SingleRefill. Wykonane z polipropylenu wysokiej jakości. Końcówki charakteryzują się dobrą przezroczystością i precyzją wykonania. Wyposażone w pierścienie poziomu napełnienia. Końcówki w podstawce SingleRefill są uniwersalne, pasują do pipet różnych producentów, np. Sarstedt, Brand, Finnpiptette, Eppendorf, Socorex, Sartorius, Gilson. Ich kompatybilność z najpopularniejszymi pipetami jest testowana zgodnie z normą **DIN EN ISO 8655** i potwierdzona certyfikatem zgodności.

Końcówki do pipet Sarstedt w podstawkach SingleRefill są sterylizowane gazowo. Posiadają certyfikat **IVD** i **CE** (produkty medyczne do diagnostyki *in vitro*) oraz stopień czystości **Biosphere® plus**. Można je autoklawować w 121 °C. Optymalne połączenie między podstawą a pokrywką skutecznie chroni końcówki przed zanieczyszczeniem, nawet po zdjęciu zewnętrznej folii zabezpieczającej. Dzięki temu można korzystać z końcówek bezpośrednio z SingleRefill lub łatwo przenieść do pudełka. Co więcej, SingleRefill i wszystkie jego części składowe można układać w stosy.

Każdy wkład w pudełku jest odpowiednio kodowany kolorem. Pozwala to na szybkie i intuicyjne dobranie końcówek kompatybilnych z pipetą o wybranym zakresie pojemności. Ponadto na każdej podstawce znajdują się laserowo nadrukowane

informacje dotyczące pojemności, numeru partii czy terminu ważności końcówek. Innowacyjny projekt podstawki SingleRefill pozwala na redukcję zużycia materiału nawet o 41% w porównaniu do klasycznych pudełek.

Końcówki firmy Sarstedt bez filtra, dostępne są również w [workach](#), [pudełkach](#) oraz podstawkach [StackPack](#).