



Pojemniki na odpady Multi-Safe twin plus



Żółte pojemniki na odpady Multi-Safe są wykonane z polipropylenu. Pojemności od 500 ml do 5000 ml. Dostępne w wersji z etykietą zagrożenia biologicznego.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Średnica	Wysokość	Nr producenta
	J-2611	Pojemniki na odpady Multi-Safe twin plus 500	0,5 l	89 mm	162 mm	77.3884.005
	J-2612	Pojemniki na odpady Multi-Safe twin plus 1500	1,5 l	176 x 179 mm	125 mm	77.3884.015
	J-2613	Pojemniki na odpady Multi-Safe twin plus 2000	2,0 l	176 x 179 mm	161 mm	77.3884.020
	J-2614	Pojemniki na odpady Multi-Safe twin plus 2500	2,5 l	176 x 179 mm	197 mm	77.3884.025
	J-2615	Pojemniki na odpady Multi-Safe twin plus 3000	3,0 l	176 x 179 mm	233 mm	77.3884.030
	J-2616	Pojemniki na odpady Multi-Safe twin plus 5000	5,0 l	176 x 179 mm	379 mm	77.3884.050
	J-2621	Pojemnik na odpady Multi-Safe twin plus 500 - z logo biohazard	0,5 l	89 mm	162 mm	77.3884.105
	J-2622	Pojemnik na odpady Multi-Safe twin plus 1500 - z logo biohazard	1,5 l	176 x 179 mm	125 mm	77.3884.115
	J-2623	Pojemnik na odpady Multi-Safe twin plus 2000 - z logo biohazard	2,0 l	176 x 179 mm	161 mm	77.3884.120
	J-2624	Pojemnik na odpady Multi-Safe twin plus 2500 - z logo biohazard	2,5 l	176 x 179 mm	197 mm	77.3884.125
	J-2625	Pojemnik na odpady Multi-Safe twin plus 3000 - z logo biohazard	3,0 l	176 x 179 mm	233 mm	77.3884.130
	J-2626	Pojemnik na odpady Multi-Safe twin plus 5000 - z logo biohazard	5,0 l	176 x 179 mm	379 mm	77.3884.150

Opis

Wykonany z żółtego polipropylenu (PP) pojemnik z czerwoną pokrywką Multi-Safe twin plus o innowacyjnej konstrukcji. Zapewnia optymalną obsługę i bezpieczeństwo podczas pracy. Przeznaczony do utylizacji stałych odpadów niebezpiecznych, przede wszystkim spiczastych i ostrych przedmiotów. Pokrywa jest połączona z podstawą za pomocą zatrzasków. W górnej

części pudełka znajduje się podwójny uchwyt, który można odchylić do góry poprzez delikatne pociągnięcie. Pojemnik można wówczas bezpiecznie przenieść do innego miejsca lub przekazać do utylizacji.

Wgłębienie w kształcie litery U w pokrywie, służy do usuwania ostrych przedmiotów łączonych systemem Luer-Lock. Otwór na odpady można modyfikować wyłamując różne moduły do usuwania utylizowanych materiałów. W szczególności istotne korzyści wprowadza zintegrowany stempel dla wkręcanych igieł do wstrzykiwaczy insulinowych. Po naciśnięciu pokrywy, stempel bezpiecznie dopycha wykręconą igłę pena insulinowego do środka.

Informacje na etykietach produktu są umieszczone w 9 językach (również po polsku). Wytłaczana, trwała etykieta pozwala łatwo porównać zawartość pudełka ze znacznikiem maksymalnego poziomu napełnienia. Wszystkie dostępne modele są również w wersji z symbolem zagrożenia biologicznego (Biohazard). Oferowane pojemniki spełniają wymagania TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa można dokupić **uchwyty ścienne** dające możliwość mocowania pojemnika i zapobiegające jego przewróceniu: [uchwyt ścienny](#) oraz [uchwyt z adapterem](#). Można również nabyć sam [adapter](#), dzięki któremu pojemnik stoi stabilnie w ściśle określonym miejscu. W celu zamontowania uchwytów można zakupić [zawieszkę](#) lub specjalne [mocowania](#). Pojemniki na odpady Multi-Safe twin plus 500 są dedykowane do użytku z [nosidłem Safety Tray](#) wraz z [wkładką w wersji I lub III](#), a Multi-Safe twin plus 2000 z [wkładką w wersji V](#). Wspomniane akcesoria należy dokupić osobno.