



Krioprobówki CryoPure z PP - z gwintem zewnętrznym - poj. 2,0 ml



Sterylnie krioprobówki CryoPure 2,0 ml firmy Sarstedt są wykonane z PP. Posiadają gwint zewnętrzny oraz gwiazdną stopkę. Pojemność robocza 1,8 ml. W komplecie z zamontowanymi zakrętkami w dostępnych w sześciu kolorach.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kolor zakrętki	Stopień czystości	Pakowane	Szt./Op.	Nr producenta
	J-1921	Krioprobówki CryoPure z gwintem zewnętrznym	2,0 ml	biała	Cryo Performance Tested	10 x 50 szt.	500 szt.	72.379
	J-1922	Krioprobówki CryoPure z gwintem zewnętrznym	2,0 ml	czerwona	Cryo Performance Tested	10 x 50 szt.	500 szt.	72.379.002
	J-1923	Krioprobówki CryoPure z gwintem zewnętrznym	2,0 ml	żółta	Cryo Performance Tested	10 x 50 szt.	500 szt.	72.379.004
	J-1924	Krioprobówki CryoPure z gwintem zewnętrznym	2,0 ml	zielona	Cryo Performance Tested	10 x 50 szt.	500 szt.	72.379.005
	J-1925	Krioprobówki CryoPure z gwintem zewnętrznym	2,0 ml	niebieska	Cryo Performance Tested	10 x 50 szt.	500 szt.	72.379.006
	J-1926	Krioprobówki CryoPure z gwintem zewnętrznym	2,0 ml	fioletowa	Cryo Performance Tested	10 x 50 szt.	500 szt.	72.379.007
	J-1928	Krioprobówki CryoPure z gwintem zewnętrznym	2,0 ml	mix kolorów	Cryo Performance Tested	10 x 50 szt.	500 szt.	72.379.992

Opis

Krioprobówki Sarstedt CryoPure **2,0 ml** z gwintem **zewnętrznym** są wyposażone w skalę i gwiazdną stopkę. Charakteryzują się pojemnością nominalną **1,8 ml**. Służą do długotrwałego przechowywania komórek i ich składników w fazie gazowej ciekłego azotu. Wykonane z polipropylenu (PP), a zamontowane na nich zakrętki z polietylenu o dużej gęstości (HDPE). Zastosowany w nich gwint zewnętrzny zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia probówki. Mechanizm zamykania **QuickSeal** za pomocą jednego obrotu zapewnia ergonomiczne i bezpieczne otwieranie lub zamykanie. Optymalnie ukształtowane wewnętrzne dno probówek CryoPure, umożliwia odebranie całości próbki. Dzięki konstrukcji nóżki z gwiazdą stopką krioprobówka może stać samodzielnie. Dodatkowo może być obsługiwana jedną ręką w statywach z blokadą w podstawie, np. w [statywie CryoRack 40](#).

Krioprobówki CryoPure 2,0 ml posiadają certyfikowany znak jakości „**Cryo Performance Tested**”, przyznawany produktom sterylnym, niezawierającym pirogenów i endotoksyn, niecytotoksycznym i niemutagennym oraz posiadającym certyfikat **CE** oraz **IVD** (artykuły medyczne do diagnostyki *in vitro*). Krioprobówki Sarstedt są dostępne z nakrętkami w jednym z sześciu

kolorów lub w zestawie mieszanym. Daje to możliwość barwnego kodowania ułatwiającego identyfikację próbek. W celu zwiększenia liczby kombinacji kodowania wizualnego można zakupić sześć barwnych wariantów [znaczników z PP do krioprobówek CryoPure](#). Dzięki temu można uzyskać maksymalnie trzydzieści sześć kombinacji wizualnego kodowania próbek.