



Bezpieczne igły S-Monovette[®] do analiz metali



Bezpieczne igły S-Monovette[®] jednorazowego użytku przeznaczone do pobierania próbek w analizach zawartości metali w krwi obwodowej. Do stosowania wraz z probówko-strzykawkami [S-Monovette[®] Trace Metal Analysis](#).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kod barwny	Rozmiar	Średnica	Długość	Nr producenta	Szt./Op.
	J-6032	Bezpieczne igły S-Monovette [®] - do analiz metali	zielony	21G	0,8 mm	38 mm	85.1162.600	50 szt.

Opis

Przeznaczone do jednorazowego użycia, bezpieczne igły S-Monovette[®] do analizy metali, zapakowane pojedynczo w blistry. Tworzą wspólnie z probówko-strzykawkami [S-Monovette[®] Trace Metal Analysis](#) integralny, bezpieczny system do pobierania krwi żyłnej. Uzyskany tym zwalidowanym zestawem materiał badawczy wykorzystywany jest do analizy stężenia pierwiastków śladowych, zależnie od metody – z krwi pełnej lub osocza.

Bezpieczne igły S-Monovette[®] do analizy metali składają się z rurki wykonanej ze stali szlachetnej o długości 1½ cala (38 mm), naostrzonej w trzech płaszczyznach. Dzięki temu minimalizowany jest opór tkanek, co przekłada się na minimalny ból podczas nakłucia. Mają średnicę zewnętrzną 21 G w skali Gauge, (0,8 mm). Wolny koniec igły zamyka się na czas przełączania probówko-strzykawek.

Igły posiadają oprawki koloru zielonego, zgodnego z normą ISO 6009 z zamontowanymi uchwytami z tworzywa, którymi bezpiecznie łączą się z probówko-strzykawkami S-Monovette[®]. Na igle znajduje się specjalna osłonka umożliwiająca, po zakończeniu pobierania, przy użyciu jednej ręki, bezpieczne umieszczenie i zamknięcie ostrego zakończenia. Ochrona igły jest zgodna z krajowymi i międzynarodowymi wytycznymi, takimi jak TRBA 250 i dyrektywa UE 2010/32/UE. Igły sterylizowane przy użyciu promieniowania gamma i nie zawierają pirogenów. Spełniają wymagania rozporządzenia (UE) 2017/745 dotyczące wyrobów medycznych (MDR).