



Bezpieczne igły motylkowe Multifly® - przyłącze Luer



Bezpieczne igły motylkowe Multifly® o długości 80 mm lub 240 mm, wyposażone w dren i przyłącze Luer (f). Dostępne z czterema różnymi rozmiarami igieł. Gotowe do natychmiastowego użycia. Sterylne, pakowane pojedynczo w opakowaniach typu blister, dostępne w zestawach po 120 sztuk.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kod barwny	Rozmiar	Średnica	Długość	Dł. drenu	Nr producenta	Szt./Op.
	J-6042	Bezpieczne igły motylkowe Multifly® - przyłącze Luer	niebieski	23G	0,6 mm	19 mm	80 mm	85.1640.203	120 szt.
	J-6043	Bezpieczne igły motylkowe Multifly® - przyłącze Luer	zielony	21G	0,8 mm	19 mm	80 mm	85.1638.203	120 szt.
	J-6044	Bezpieczne igły motylkowe Multifly® - przyłącze Luer	żółty	20G	0,9 mm	19 mm	80 mm	85.1637.203	120 szt.
	J-6046	Bezpieczne igły motylkowe Multifly® - przyłącze Luer	pomarańczowy	25G	0,5 mm	19 mm	240 mm	85.1642.201	120 szt.
	J-6047	Bezpieczne igły motylkowe Multifly® - przyłącze Luer	niebieski	23G	0,6 mm	19 mm	240 mm	85.1640.201	120 szt.
	J-6048	Bezpieczne igły motylkowe Multifly® - przyłącze Luer	zielony	21G	0,8 mm	19 mm	240 mm	85.1638.201	120 szt.
	J-6049	Bezpieczne igły motylkowe Multifly® - przyłącze Luer	żółty	20G	0,9 mm	19 mm	240 mm	85.1637.201	120 szt.

Opis

Bezpieczne igły motylkowe **Multifly**® przeznaczone do krótkotrwałych infuzji (**maks. 24 godzin**), a także do podłączenia z akcesoriami posiadającymi złącze **Luer** (m). Pozwalają na pobranie krwi również w przypadku „trudnych żył”.

Konstrukcja bezpiecznych igieł motylkowych Multifly®

Jednorazowa igła ze stali nierdzewnej o długości ¾ cala (19 mm) jest zaostrzona w trzech płaszczyznach. Dzięki temu igły Multifly® powodują znacznie mniejszy opór tkanek przy wkłuciu, minimalizując odczucie bólu. Zakończone elastyczną rurką o długości 80 mm lub 240 mm. Na łączeniu zamontowano osłonkę z uchwytem w kształcie motylka. Skrzydełka wykonano z tworzywa w kolorze zgodnym z kodem barwnym normy ISO 6009. Wkłucie przy złożonych do góry kolorowych skrzydełkach powoduje bezpieczne przebicie pod małym kątem. Osłonkę natychmiast po pobraniu krwi lub wlewie można przesunąć, aby zakryć zużytą igłę. Zmniejsza się tym samym ryzyko przypadkowego ukłucia. Igła z nasuniętą osłonką pozostaje bezpiecznie zamknięta, dzięki specjalnemu systemowi, który uniemożliwia samoczynne zsuniecie się osłonki.

Przy pobieraniu krwi z użyciem igieł motylkowych Multifly® bardzo szybko można ocenić, czy wkłucie zostało wykonane prawidłowo. W przypadku pomyślnego nakłucia, krew natychmiast napływa do drenu i próbówki.

Produkty dostępne ze średnicą zewnętrzną: 20 G (0,9 mm), 21 G (0,8 mm), 23 G (0,6 mm), 25 G (0,5 mm). Maksymalna objętość odpowietrzania igieł z wężykiem o długości 80 mm to 0,120 ml. Natomiast dla igieł z wężykiem o długości 240 mm to 0,450 ml. Bezpieczne igły motylkowe Multifly® są zgodne z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR). Produkty wyprodukowano z materiałów niezawierających DEHP i lateks. Sterylizowane gazowo. Nie zawierają pirogenów. Pakowane indywidualnie w blistry, sprzedawane w opakowaniach po 120 sztuk.

Modele igieł motylkowych Multifly® i akcesoria

W ofercie posiadamy ponadto [bezpieczne igły motylkowe Multifly® z przyłączem Multi-Adapter](#) oraz [na posiew z przyłączem Multi-Adapter](#). Dodatkowo można zakupić [multi-adaptery](#) z przyłączem Luer i Luer-Lock umożliwiające wygodne i bezpieczne pobieranie próbek krwi [próbówko-strzykawkami S-Monovette®](#). Kompatybilne zarówno z igłami Luer, jak i Luer-Lock. Pozwalają na dopasowanie S-Monovette® do różnych systemów Luer, takich jak stała igła, zawór trójdrożny lub igła motylkowa.