



Pipety automatyczne Acura[®] manual 815/835F - jednokanałowe - o stałej pojemności



Pipety automatyczne Acura[®] Manual szwajcarskiej firmy Socorex są przeznaczone do różnorodnych zastosowań w każdym laboratorium. Ergonomiczny kształt, niewielka waga i tłok, niewymagający dużej siły nacisku powodują, że pipety są bezpieczne i wygodne w codziennym użytkowaniu. Autoklawowalne w całości. Wyposażone w system dopasowywania końcówek Justip[™] umożliwiającą dokładną regulację wysokości trzonka pipety.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Na końcówki	Nr producenta
	N-0501	Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności Acura [®] 815	1 µl	10 µl	815.0001
	N-0503	Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności Acura [®] 815	5 µl	10 µl	815.0005
	N-0504	Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności Acura [®] 815	10 µl	10 µl	815.0010
	N-0505	Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności Acura [®] 815	10 µl	200 µl	815.0010Y
	N-0506	Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności Acura [®] 815	15 µl	200 µl	815.0015
	N-0507	Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności Acura [®] 815	20 µl	200 µl	815.0020
	N-0508	Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności Acura [®] 815	25 µl	200 µl	815.0025
	N-0509	Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności Acura [®] 815	30 µl	200 µl	815.0030
	N-0510	Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności Acura [®] 815	32 µl	200 µl	815.0032
	N-0511	Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności Acura [®] 815	40 µl	200 µl	815.0040
	N-0512	Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności Acura [®] 815	50 µl	200 µl	815.0050
	N-0513	Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności Acura [®] 815	60 µl	200 µl	815.0060
	N-0514	Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności Acura [®] 815	70 µl	200 µl	815.0070
	N-0515	Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności Acura [®] 815	75 µl	200 µl	815.0075
	N-0516	Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności Acura [®] 815	80 µl	200 µl	815.0080
	N-0517	Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności Acura [®] 815	90 µl	200 µl	815.0090

	N-0518	Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności Acura® 815	100 µl	200 µl	815.0100
	N-0519	Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności Acura® 815	120 µl	200 µl	815.0120
	N-0520	Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności Acura® 815	150 µl	200 µl	815.0150
	N-0521	Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności Acura® 815	200 µl	200 µl	815.0200
	N-0522	Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności Acura® 815	250 µl	1000 µl	815.0250
	N-0523	Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności Acura® 815	300 µl	1000 µl	815.0300
	N-0524	Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności Acura® 815	400 µl	1000 µl	815.0400
	N-0525	Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności Acura® 815	500 µl	1000 µl	815.0500
	N-0526	Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności Acura® 815	600 µl	1000 µl	815.0600
	N-0527	Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności Acura® 815	700 µl	1000 µl	815.0700
	N-0528	Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności Acura® 815	750 µl	1000 µl	815.0750
	N-0529	Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności Acura® 815	800 µl	1000 µl	815.0800
	N-0530	Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności Acura® 815	900 µl	1000 µl	815.0900
	N-0531	Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności Acura® 815	1000 µl	1000 µl	815.1000
	N-0535	Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności Acura® 835F	2 ml	2 ml	835.F02
	N-0536	Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności Acura® 835F	2,5 ml	5 ml	835.F02.5
	N-0537	Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności Acura® 835F	5 ml	5 ml	835.F05
	N-0538	Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności Acura® 835F	10 ml	10 ml	835.F10

Opis

Pipety automatyczne Acura® Manual są przeznaczone do różnorodnych zastosowań w każdym laboratorium. Ergonomiczny kształt, niewielka waga i tłok, niewymagający dużej siły nacisku powodują, że pipety są bezpieczne i wygodne w codziennym użytkowaniu. Autoklawowalne w całości. Wyposażone w system dopasowywania końcówek Justip™ umożliwiające dokładną regulację wysokości trzonka pipety.