



Pipety jednokanałowe o zmiennej objętości, Thermo Scientific, Finn timer F2

thermo scientific

Łatwe w obsłudze, ergonomiczne pipety automatyczne o nowoczesnym wyglądzie. Jedne z najlepszych pipet, dostępnych na rynku. Posiadają duży licznik nastawy pojemności Ergovisio, dzięki czemu możliwy jest szybki odczyt ustawionej objętości. Wyposażone w dwufunkcyjny przycisk pipetowania. Pipetowanie za pomocą Finn timer F2 jest płynne i nie wymaga wysiłku. Mechanizm ustawiania objętości jest izolowany termicznie, co umożliwia zachowanie dokładności nawet podczas długich serii pipetowań.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Na końcówki	Kolor	Nr producenta
	K-9450	Pipeta jednokanałowa o zmiennej objętości, Finn timer F2	0,2–2 µl, mikro	Flex 10, 10, 50	różowy	4642010
	K-9451	Pipeta jednokanałowa o zmiennej objętości, Finn timer F2	0,5–5 µl, mikro	Flex 10, 10, 50	różowy	4642020
	K-9452	Pipeta jednokanałowa o zmiennej objętości, Finn timer F2	1–10 µl, mikro	Flex 10, 10, 50	różowy	4642030
	K-9453	Pipeta jednokanałowa o zmiennej objętości, Finn timer F2	2–20 µl, mikro	50	turkusowy	4642050
	K-9454	Pipeta jednokanałowa o zmiennej objętości, Finn timer F2	2–20 µl	Flex 200, 250 Univ.	żółty	4642060
	K-9455	Pipeta jednokanałowa o zmiennej objętości, Finn timer F2	10–100 µl	Flex 200, 250 Univ., 300, 200 Ext.	żółty	4642070
	K-9456	Pipeta jednokanałowa o zmiennej objętości, Finn timer F2	20–200 µl	Flex 200, 250 Univ., 300, 200 Ext.	żółty	4642080
	K-9457	Pipeta jednokanałowa o zmiennej objętości, Finn timer F2	100–1000 µl	Flex 1000, 1000, 1000 Ext	niebieski	4642090
	K-9459	Pipeta jednokanałowa o zmiennej objętości, Finn timer F2	0,5–5 ml	5 ml	zielony	4642100
	K-9460	Pipeta jednokanałowa o zmiennej objętości, Finn timer F2	1–10 ml	10 ml, Flex 10mL Ext.	czerwony	4642110

Opis

Łatwe w obsłudze, ergonomiczne pipety automatyczne o nowoczesnym wyglądzie. Jedne z najlepszych pipet, dostępnych na rynku. Posiadają duży licznik nastawy pojemności Ergovisio, dzięki czemu możliwy jest szybki odczyt ustawionej objętości. Wyposażone w dwufunkcyjny przycisk pipetowania. Pipetowanie za pomocą Finn timer F2 jest płynne i nie wymaga wysiłku. Mechanizm ustawiania objętości jest izolowany termicznie, co umożliwia zachowanie dokładności nawet podczas długich serii pipetowań. W pipetach o poj. poniżej 50 µl znajduje się mechanizm Super Blow-Out, pozwalający na precyzyjne dozowanie nawet bardzo małych objętości. Mechanizm ustawiania pojemności jest skonstruowany w sposób uniemożliwiający

przypadkową zmianę nastawu w trakcie pipetowania. Całkowicie autoklawowalne.