



Pipety jednokanałowe HTL Labmate Pro, zmienna objętość



Labmate Pro to unowocześniona wersja pipety Labmate Soft. Pipeta gwarantuje dokładność i powtarzalność wyników, a przy tym ma ergonomiczny kształt, dzięki czemu jest bardzo wygodna w obsłudze. Nastawianie objętości może dokonywać się na dwa sposoby – za pomocą przycisku do pipetowania bądź standardowego pokrętki. Obrótowa górna część przycisku pipetowania zapobiega przypadkowej zmianie pojemności.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Nr producenta
	B-0087	Pipeta jednokanałowa HTL Labmate Pro, LMP2	0,1-2 µl	5661
	B-0088	Pipeta jednokanałowa HTL Labmate Pro, LMP10	0,5-10 µl	5662
	B-0089	Pipeta jednokanałowa HTL Labmate Pro, LMP20	2-20 µl	5663
	B-0090	Pipeta jednokanałowa HTL Labmate Pro, LMP50	5-50 µl	5667
	B-0091	Pipeta jednokanałowa HTL Labmate Pro, LMP100	10-100 µl	5664
	B-0092	Pipeta jednokanałowa HTL Labmate Pro, LMP200	20-200 µl	5665
	B-0093	Pipeta jednokanałowa HTL Labmate Pro, LMP250	50-250 µl	5660
	B-0094	Pipeta jednokanałowa HTL Labmate Pro, LMP1000	100-1000 µl	5666
	B-0095	Pipeta jednokanałowa HTL Labmate Pro, LMP5000	500-5000 µl	5668
	B-0096	Pipeta jednokanałowa HTL Labmate Pro, LMP10000	1000-10000 µl	5669

Opis

Labmate Pro to unowocześniona wersja pipety Labmate Soft. Pipeta gwarantuje dokładność i powtarzalność wyników, a przy tym ma ergonomiczny kształt, dzięki czemu jest bardzo wygodna w obsłudze. Nastawianie objętości może dokonywać się na dwa sposoby – za pomocą przycisku do pipetowania bądź standardowego pokrętki. Obrótowa górna część przycisku pipetowania zapobiega przypadkowej zmianie pojemności. Labmate Pro posiada regulowaną długość wyrzutnika, co umożliwia jej współpracę z większością powszechnie dostępnych końcówek. Ponadto wyrzutnik można łatwo zdemonstrować, by ułatwić pracę z wąskimi, długimi probówkami. Labmate Pro można bez problemu samodzielnie rekalirować w warunkach

laboratoryjnych. Wytrzymały trzon z PVDF gwarantuje znaczną odporność chemiczną i mechaniczną. Różne kolory trzonów pipet o różnych pojemnościach ułatwiają szybki dobór odpowiedniej pipety. Dzięki udoskonalonemu mechanizmowi pipety, możliwa jest precyzyjna i dokładna praca oraz powtarzalność wyników przy znacznej redukcji sił koniecznych do pipetowania. Pipeta jest odporna nawet na długotrwałe naświetlanie promieniami UV. Labmate Pro jest autoklawowalna w całości (121°C / 100kPa / 20min). Każda z pipet Labmate Pro jest indywidualnie kalibrowana i sprawdzana, a wyniki pomiarów są umieszczone na dołączonym do urządzenia certyfikacie.