



## Podstawa eksykatora ze szkła Simax - bez tubusa



Szklane podstawy eksykatora Simax typ 262 z płaskim kołnierzem. Wykonane z wysokiej jakości szkła borokrzemowego 3.3. Przestrzegając zgodności DN, kompatybilne ze wszystkimi rodzajami pokryw oraz innymi akcesoriami do eksykatorów typ 262. Przystosowane do pracy w próżni.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                              | Zawór      | Śr. nominalna | Śr. zew. | Wysokość |
|-----------|---------|------------------------------------|------------|---------------|----------|----------|
|           | S-1921  | Podstawa eksykatora ze szkła Simax | bez zaworu | DN 100        | 151 mm   | 85 mm    |
|           | S-1922  | Podstawa eksykatora ze szkła Simax | bez zaworu | DN 150        | 210 mm   | 105 mm   |
|           | S-1923  | Podstawa eksykatora ze szkła Simax | bez zaworu | DN 200        | 269 mm   | 145 mm   |
|           | S-1924  | Podstawa eksykatora ze szkła Simax | bez zaworu | DN 250        | 329 mm   | 180 mm   |
|           | S-1925  | Podstawa eksykatora ze szkła Simax | bez zaworu | DN 300        | 392 mm   | 200 mm   |

### Opis

Podstawy eksykatora Simax typ 262 ze szlifowanym kołnierzem posiadają odpowiednie wymiary doskonale dopasowane do pozostałych elementów tego samego typu eksykatora. Wykonane z wyjątkowo odpornego szkła borokrzemowego, typu 3.3, zgodnego z normą ISO 3585. Dzięki odpowiedniej grubości ściankom i dokładnej obróbce połączenia szlifowanego, posiadając odpowiednią pokrywę, możliwe jest przechowywanie materiałów pod zmniejszonym ciśnieniem. Produkt można sterylizować w autoklawie.

Szkło ze znakiem handlowym Simax, z którego wykonano podstawy eksykatora charakteryzuje się bardzo niskim współczynnikiem rozszerzalności cieplnej, posiada wysoką wytrzymałość na udary termiczne. Wykazuje odporność na działanie chloru, jodu, bromu oraz związków organicznych. Przy długotrwałym użytkowaniu oraz przy temp. 100°C wykazuje większą odporność chemiczną niż większość metali i pozostałych materiałów. Szkło posiada deklarację zgodności, właściwości i sposoby jego stosowania załączone w dokumentacji dodatkowej. Podstawy eksykatora Simax można stosować w kontakcie z żywnością i w przemyśle farmaceutycznym.