



Akcesoria do pipetorów accu-jet[®]



Akcesoria i części zamienne do pipetorów accu-jet[®] pro i accu-jet[®] S firmy Brand. Zapasowe oryginalne akcesoria wykonano z trwałych materiałów. Adapter, obudowa adaptera oraz filtry nadają się do autoklawowania.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Przeznaczenie	Nr producenta	Szt./Op.
	B-1191	Adapter silikonowy z zaworem bezzwrotnym	accu-jet [®] pro, accu-jet [®] S	26508	1 szt.
	B-1160	Akumulator NiMH	accu-jet [®] pro, accu-jet [®] S	26630	1 szt.
	B-1161	Uniwersalny zasilacz sieciowy z adapterami	accu-jet [®] S	26606	1 szt.
	B-1163	Uchwyt ścienny	accu-jet [®] S	26539	1 szt.
	B-1164	Taśma zatrzaskowa do uchwytu ściennego	accu-jet [®] S	26547	3 szt.
	B-1165	Obudowa górna - kolor antracytowy	accu-jet [®] S	26780	1 szt.
	B-1166	Obudowa górna - kolor jagodowy	accu-jet [®] S	26781	1 szt.
	B-1167	Obudowa górna - kolor petrolowy	accu-jet [®] S	26782	1 szt.
	B-1168	Obudowa górna - kolor ametystowy	accu-jet [®] S	26783	1 szt.
	B-1170	Obudowa adaptera	accu-jet [®] S	26658	1 szt.

Opis

Zapasowe oryginalne akcesoria do pipetorów accu-jet[®] pro i accu-jet[®] S firmy Brand zapewniają optymalne warunki pracy w laboratorium. Adapter, obudowa adaptera oraz filtry nadają się do autoklawowania w temp. 121°C (2 bar) zgodnie z DIN EN 285.

- **Adapter** wykonany z silikonu z zaworem z PTFE. Długość produktu wynosi 54 mm. Autoklawowalny. Adapter szczelnie przylega do powierzchni pipety. Zawór umieszczony powyżej zapobiega powrotowi cieczy ponownie do pipety. Dodatkowo zabezpiecza przed potencjalnymi zanieczyszczeniami znajdującymi się na powierzchni filtra oraz wewnątrz samego

pipetora.

- Hydrofobowe **filtry membranowe 0,2 µm** w wersji sterylnej, a także pakowane po 10 sztuk – niesterylne.
Filtry wykonane z polipropylenu i teflonu (PP/PTFE) można autoklawować do pięciu razy. Z filtrem membranowym 0,2 µm stosowanym do hodowli komórkowych można osiągnąć maksymalnie tolerancję objętości dla pipet klasy B. Natomiast, aby zachować tolerancję objętości pipety klasy A producent zaleca stosować filtry 3 µm.
- **Akumulator NiMH** pasujący zarówno do pipetora accu-jet® pro jak i accu-jet® S. Jest to bateria niklowo-metalowo-wodorkowa, 2,4 V / 730 mAh. Nowej generacji akumulator niklowo-metalowo-wodorkowy (Ni-MH) na jednym ładowaniu może zazwyczaj pracować ponad 8 godzin. Czas ładowania ogniwa to 4 godziny w zalecanej temperaturze ładowania: +10°C do +35°C.
- **Uniwersalny zasilacz sieciowy** (Wejście: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz Wyjście: 5 V DC) do pipetora accu-jet® S. Dołączone adaptory (dla Europy, Wielkiej Brytanii, USA, Japonii, Australii, Nowej Zelandii) dopasują produkt do dostępnego napięcia w sieci elektrycznej.
- **Taśma zatrzaskowa** do uchwytu ściennego. Zestaw 3 taśm samoprzylepnych o wielkości 12 x 30 mm z powierzchnią odpowiednio przystosowaną do uchwytu ściennego. Umożliwiają umocowanie wspornika ściennego.
- **Uchwyt ścienny** z tworzywa sztucznego zapewniający oszczędność miejsca podczas przechowywania, a także ładowania urządzenia accu-jet®S. Wspornik zarówno do ściany lub innej gładkiej, pionowej powierzchni mocuje się przy użyciu odpowiedniej taśmy zatrzaskowej.
- **Obudowa górna** oferowana w czterech wariantach kolorystycznych odpowiadających kolorystyce pipetorów accu-jet®S.
- **Obudowa adaptera** wykonana z polipropylenu (PP). W kolorze białym. Autoklawowalna. Dopasowana do pipetora accu-jet®S.

Pipetory accu-jet® zostały zaprojektowane tak, aby rutynowe zadania serwisowe, takie jak wymiana filtra membranowego, wymiana adaptera oraz wymiana baterii były proste i łatwe. Pozwala to na sprawną, długą i niezawodną pracę urządzenia. Wszystkie elementy składowe pipetora prezentują załączone filmy. Produkty należy przechowywać wyłącznie w suchym miejscu, w temperaturze od -20 °C do +50 °C.