



Końcówki Combitips Advanced - Eppendorf Quality™

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Końcówki Combitips Advanced pasują do wszystkich dozowników Multipette® (zastępują końcówki Combitips Plus). Najwyższa dokładność dozowania. Dostępne w 9 rozmiarach w zakresie pojemności od 0,1 ml do 50 ml. Możliwe dozowanie od 1 µl do 10 ml. Pakowane po 100 sztuk. Każde opakowanie końcówek 25 i 50 ml zawiera 4 adaptory.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kod barwny	Stopień czystości	Nr producenta	Szt./Op.
	K-6330	Końcówki Combitips Advanced	0,1 ml	biały	Eppendorf Quality	0030 089.405	100 szt.
	K-6331	Końcówki Combitips Advanced	0,2 ml	jasnoniebieski	Eppendorf Quality	0030 089.413	100 szt.
	K-6332	Końcówki Combitips Advanced	0,5 ml	fioletowy	Eppendorf Quality	0030 089.421	100 szt.
	K-6333	Końcówki Combitips Advanced	1,0 ml	żółty	Eppendorf Quality	0030 089.430	100 szt.
	K-6334	Końcówki Combitips Advanced	2,5 ml	zielony	Eppendorf Quality	0030 089.448	100 szt.
	K-6335	Końcówki Combitips Advanced	5,0 ml	niebieski	Eppendorf Quality	0030 089.456	100 szt.
	K-6336	Końcówki Combitips Advanced	10 ml	pomarańczowy	Eppendorf Quality	0030 089.464	100 szt.
	K-6337	Końcówki Combitips Advanced	25 ml	czerwony	Eppendorf Quality	0030 089.472	100 szt.
	K-6338	Końcówki Combitips Advanced	50 ml	jasnoszary	Eppendorf Quality	0030 089.480	100 szt.
	K-6340	Pakiet mieszany Combitips Advanced	0,1-50 ml	brak	Eppendorf Quality	0030 089.936	9 szt.
	K-6400	Adapter do Combitips Advanced o poj. 25 ml	-	czerwony	Eppendorf Quality	0030 089.715	1 szt.
	K-6402	Adapter do Combitips Advanced o poj. 50 ml	-	jasnoszary	Eppendorf Quality	0030 089.723	1 szt.

Opis

Końcówki Combitips Advanced pasują do wszystkich dozowników Multipette® (zastępują końcówki Combitips Plus). Najwyższa dokładność dozowania. Dostępne w 9 rozmiarach w zakresie pojemności od 0,1 ml do 50 ml. Możliwe dozowanie od 1 µl do 10 ml.

ml. Pakowane po 100 sztuk. Każde opakowanie końcówek 25 i 50 ml zawiera 4 adaptery.

Produkt o numerze katalogowy K-6340 to zestaw końcówek Combitips Advanced o różnych pojemnościach. Opakowanie zawiera po 1 próbce z każdego rozmiaru oraz adaptery do końcówek o pojemności 25 i 50 mL.

Końcówki dostępne w czterech stopniach czystości:

- **Eppendorf Quality** – standardowy stopień czystości,
- **PCR Clean** – wolne od DNaz, RNaz oraz ludzkiego DNA i inhibitorów PCR. Polecane szczególnie do izolacji kwasów nukleinowych, jak również do analizy wrażliwych próbek kwasów nukleinowych (PCR, qPCR, mikromacierze),
- **Forensic DNA Grade** – wolne od DNaz, RNaz, inhibitorów PCR oraz ludzkiego DNA. Ponadto są zgodne z normą ISO 18385. Ich jakość jest testowana w laboratoriach zewnętrznych zgodnych z ISO 17025 – normą akredytacyjną stosowaną wobec laboratoriów medycyny sądowej,
- **Eppendorf Biopur** – sterylne (sterylizowane radiacyjnie bądź tlenkiem etylenu), wolne od DNaz, RNaz, pirogenów, ATP, ludzkiego i bakteryjnego (*E. coli*) DNA oraz inhibitorów PCR.

Dla próbek o wysokiej lepkości dynamicznej dedykowane są końcówki [Viscotip](#).