



## Końcówki Eppendorf - ep Dualfilter T.I.P.S. LoRetention - PCR clean (sterylne)

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR  
**eppendorf**

Pierwsze końcówki z ochroną przeciwwiekontaminacyjną w postaci filtra dwufazowego z hydrofobowego polietylenu. Gwarantują podwójną ochronę dzięki dwóm warstwom filtracyjnym (niebieskiej i białej). W razie pomyłkowego zwilżenia poprzez nieprawidłowe pipetowanie filtr nie napęcznieje — próbkę można w łatwy sposób odzyskać. Sterylne. Wolne od inhibitorów PCR, DNaz, RNaz i ludzkiego DNA. Niepirogenne.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                                                   | Pojemność  | Długość | Kod barwny   | Nr producenta | Szt./Op.   |
|-----------|---------|---------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|------------|
|           | K-6823  | Końcówki ep Dualfilter T.I.P.S. LoRetention w statywach | 0,1-10 µl  | 34 mm   | ciemnoszary  | 0030 077.610  | 10x96 szt. |
|           | K-6824  | Końcówki ep Dualfilter T.I.P.S. LoRetention w statywach | 0,5-20 µl  | 46 mm   | jasnoszary   | 0030 077.628  | 10x96 szt. |
|           | K-6826  | Końcówki ep Dualfilter T.I.P.S. LoRetention w statywach | 2-100 µl   | 53 mm   | żółty        | 0030 077.644  | 10x96 szt. |
|           | K-6540  | Końcówki ep Dualfilter T.I.P.S. LoRetention w statywach | 2-200 µl   | 55 mm   | żółty        | 0030 078.667  | 10x96 szt. |
|           | K-6825  | Końcówki ep Dualfilter T.I.P.S. LoRetention w statywach | 20-300 µl  | 55 mm   | pomarańczowy | 0030 077.636  | 10x96 szt. |
|           | K-6827  | Końcówki ep Dualfilter T.I.P.S. LoRetention w statywach | 50-1000 µl | 76 mm   | niebieski    | 0030 077.652  | 10x96 szt. |

### Opis

Pierwsze końcówki z ochroną przeciwwiekontaminacyjną w postaci filtra dwufazowego z hydrofobowego polietylenu. Gwarantują podwójną ochronę dzięki dwóm warstwom filtracyjnym (niebieskiej i białej). W razie pomyłkowego zwilżenia poprzez nieprawidłowe pipetowanie filtr nie napęcznieje — próbkę można w łatwy sposób odzyskać. **Sterylnie. Wolne od inhibitorów PCR, DNaz, RNaz i ludzkiego DNA. Niepirogenne.** Przeznaczone do stosowania z pipetami Eppendorf Reference i Research. Pasują też do powszechnie znanych modeli pipet innych producentów. Pakowane w statywy z przykrywką.

**Końcówki LoRetention** – niepowlekane, nie zawierają substancji mogących przedostać się do próbki. Dzięki innowacyjnej obróbce powierzchni, nawet ciecze zawierające detergenty wydostają się z końcówek całkowicie. Zastosowana technologia pozwala na maksymalny odzysk próbki, lepszą odtwarzalność wyników i większą czułość pipetowania. epT.I.P.S. LoRetention zapewniają najmniejszą ilość pozostającej cieczy oraz najniższe odchylenie standardowe. Idealnie nadają się do stosowania w takich dziedzinach, jak: przygotowywanie roztworów enzymów do PCR i real-time PCR, izolacja, oczyszczanie i denaturacja białek, trawienie restrykcyjne i ligacja itp.

Końcówki oraz pipety Eppendorf są oznaczone kodem barwnym. Pozwala on na szybkie i intuicyjne dobranie końcówek kompatybilnych z pipetą o wybranym zakresie pojemności.

**Stopień czystości PCR Clean** – końcówki wolne od DNaz, RNaz oraz ludzkiego DNA i inhibitorów PCR. Polecane szczególnie do izolacji kwasów nukleinowych, jak również do analizy wrażliwych próbek kwasów nukleinowych (PCR, qPCR, mikromacierze).