




Końcówki Eppendorf - epT.I.P.S. LoRetention Reloads

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Końcówki optymalnie dopasowane do pipet Eppendorf. System wielokrotnego napełniania składa się z praktycznych stelaży epT.I.P.S. Reloads, zawierających końcówki do pipet przygotowane do bezpośredniego przeniesienia do pudełka epT.I.P.S. Box. Plastikowe pokrywki chronią stelaże przed bezpośrednim dotykiem podczas przenoszenia do pudełka roboczego, wykluczając tym samym niebezpieczeństwo kontaminacji.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Długość	Kod barwny	Nr producenta	Szt./Op.
	K-6811	Końcówki epTIPS LoRetention Reloads	0,1-10 µl	34 mm	ciemnoszary	0030 072.049	10x96 szt.
	K-6812	Końcówki epTIPS LoRetention Reloads	0,5-20 µl	46 mm	jasnoszary	0030 072.057	10x96 szt.
	K-6813	Końcówki epTIPS LoRetention Reloads	2-200 µl	53 mm	żółty	0030 072.065	10x96 szt.
	K-6814	Końcówki epTIPS LoRetention Reloads	50-1000 µl	71 mm	niebieski	0030 072.073	10x96 szt.
	K-6815	Końcówki epTIPS LoRetention Reloads PCR Clean	0,1-10 µl	34 mm	ciemnoszary	0030 072.006	10x96 szt.
	K-6816	Końcówki epTIPS LoRetention Reloads PCR Clean	0,5-20 µl	46 mm	jasnoszary	0030 072.014	10x96 szt.
	K-6817	Końcówki epTIPS LoRetention Reloads PCR Clean	2-200 µl	53 mm	żółty	0030 072.022	10x96 szt.
	K-6818	Końcówki epTIPS LoRetention Reloads PCR Clean	50-1000 µl	71 mm	niebieski	0030 072.030	10x96 szt.

Opis

Końcówki optymalnie dopasowane do pipet Eppendorf. System wielokrotnego napełniania składa się z praktycznych stelaży epT.I.P.S. Reloads, zawierających końcówki do pipet przygotowane do bezpośredniego przeniesienia do pudełka epT.I.P.S. Box. Plastikowe pokrywki chronią stelaże przed bezpośrednim dotykiem podczas przenoszenia do pudełka roboczego, wykluczając tym samym niebezpieczeństwo kontaminacji. Wszystkie końcówki do pipet Eppendorf w połączeniu z pipetami Eppendorf spełniają wymagania normy EN ISO 8655. Końcówki oraz pipety Eppendorf są oznaczone kodem barwnym. Pozwala on na szybkie i intuicyjne dobranie końcówek kompatybilnych z pipetą o wybranym zakresie pojemności.

Uwaga: zestaw stelaży nie zawiera pudełka epT.I.P.S. Box - należy zamawiać je osobno.

Końcówki LoRetention – niepowlekane, nie zawierają substancji mogących przedostać się do próbki. Dzięki innowacyjnej obróbce powierzchni, nawet ciecze zawierające detergenty wydostają się z końcówek całkowicie. Zastosowana technologia

pozwała na maksymalny odzysk próbki, lepszą odtwarzalność wyników i większą czułość pipetowania. epT.I.P.S. LoRetention zapewniają najmniejszą ilość pozostającej cieczy oraz najniższe odchylenie standardowe. Idealnie nadają się do stosowania w takich dziedzinach, jak: przygotowywanie roztworów enzymów do PCR i real-time PCR, izolacja, oczyszczanie i denaturacja białek, trawienie restrykcyjne i ligacja itp.

Końcówki dostępne w **standardowym stopniu czystości (Eppendorf Quality)** oraz w wersji **PCR Clean** – wolne od DNaz, RNaz oraz ludzkiego DNA i inhibitorów PCR. Polecane szczególnie do izolacji kwasów nukleinowych, jak również do analizy wrażliwych próbek kwasów nukleinowych (PCR, qPCR, mikromacierze).