



Zestawy NucleoBond[®] Xtra



Zestawy **NucleoBond[®] Xtra** służą do izolacji DNA plazmidowego za pomocą chromatografii jonowymiennej. Dzięki zoptymalizowanej konstrukcji kolumny czas oczyszczania został ograniczony do około 30 min. (Midi) – 35 min. (Maxi). Kolumna z filtrem o wysokiej prędkości przepływu umożliwia równoległe oczyszczanie lizatu i załadunek na kolumnę.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	740410.10	NucleoBond [®] Xtra Midi (10 izolacji)	1 zestaw
	740410.50	NucleoBond [®] Xtra Midi (50 izolacji)	1 zestaw
	740410.100	NucleoBond [®] Xtra Midi (100 izolacji)	1 zestaw
	740412.10	NucleoBond [®] Xtra Midi Plus (10 izolacji)	1 zestaw
	740412.50	NucleoBond [®] Xtra Midi Plus (50 izolacji)	1 zestaw
	740414.10	NucleoBond [®] Xtra Maxi (10 izolacji)	1 zestaw
	740414.50	NucleoBond [®] Xtra Maxi (50 izolacji)	1 zestaw
	740414.100	NucleoBond [®] Xtra Maxi (100 izolacji)	1 zestaw
	740416.10	NucleoBond [®] Xtra Maxi Plus (10 izolacji)	1 zestaw
	740416.50	NucleoBond [®] Xtra Maxi Plus (50 izolacji)	1 zestaw

Opis

Zestawy **NucleoBond[®] Xtra** służą do izolacji DNA plazmidowego za pomocą chromatografii jonowymiennej. Dzięki zoptymalizowanej konstrukcji kolumny czas oczyszczania został ograniczony do około 30 min. (Midi) – 35 min. (Maxi). Kolumna z filtrem o wysokiej prędkości przepływu umożliwia równoległe oczyszczanie lizatu i załadunek na kolumnę. Ulepszony materiał krzemionkowy pozwala osiągnąć wydajności 250 mg (Midi) i 1 000 mg (Maxi). Zestawy NucleoBond[®] Xtra Plus zawierają NucleoBond Finalizers[®], które przyspieszają precypitację DNA.