



Zestawy NucleoBond® PC



Zestawy **NucleoBond® PC** umożliwiają szybkie i łatwe oczyszczanie lizatów uzyskanych przy użyciu NucleoBond® Folding Filters. Plazmidowe DNA jest pozyskiwane dzięki opatentowanej technologii wymienników anionowych. Procedura precypitacji plazmidów nie wymaga wirowania, dzięki zastosowaniu NucleoBond® Finalizers (dostępnych jako osobne narzędzie).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	740571	NucleoBond® PC 20 (20 izolacji)	1 zestaw
	740571.100	NucleoBond® PC 20 (100 izolacji)	1 zestaw
	740573	NucleoBond® PC 100 (20 izolacji)	1 zestaw
	740573.100	NucleoBond® PC 100 (100 izolacji)	1 zestaw
	740574	NucleoBond® PC 500 (10 izolacji)	1 zestaw
	740574.25	NucleoBond® PC 500 (25 izolacji)	1 zestaw
	740574.50	NucleoBond® PC 500 (50 izolacji)	1 zestaw
	740574.100	NucleoBond® PC 500 (100 izolacji)	1 zestaw
	740576	NucleoBond® PC 2 000 (5 izolacji)	1 zestaw
	740593	NucleoBond® PC 10 000 (5 izolacji)	1 zestaw

Opis

Zestawy **NucleoBond® PC** umożliwiają szybkie i łatwe oczyszczanie lizatów uzyskanych przy użyciu NucleoBond® Folding Filters. Plazmidowe DNA jest pozyskiwane dzięki opatentowanej technologii wymienników anionowych. Procedura precypitacji plazmidów nie wymaga wirowania, dzięki zastosowaniu NucleoBond® Finalizers (dostępnych jako osobne narzędzie). Istnieje możliwość zakupienia kolumn wiążących z tego zestawu (NucleoBond® AX columns).