



Zestawy NucleoSpin[®] RNA



NucleoSpin[®] RNA to zestawy umożliwiające izolację RNA o najwyższej integralności. Dzięki rekombinowanej DNazie zawartej w kolumnie pozwalają na usuwanie DNA z dużą wydajnością, zaś dostępne w zestawie NucleoSpin[®] Filters ułatwiają dokładną homogenizację próbki i zmniejszenie jej lepkości. Dzięki wykorzystaniu NucleoSpin[®] RNA otrzymujemy do 70 µg RNA gotowego do użycia w technikach RT-PCR, Northern blot, wydłużaniu startera itp.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Liczba izolacji	Szt./Op.
	740955.10	NucleoSpin [®] RNA	10 izolacji	1 zestaw
	740955.50	NucleoSpin [®] RNA	50 izolacji	1 zestaw
	740955.250	NucleoSpin [®] RNA	250 izolacji	1 zestaw
	740948.10	NucleoSpin [®] RNA Clean-up	10 izolacji	1 zestaw
	740948.50	NucleoSpin [®] RNA Clean-up	50 izolacji	1 zestaw
	740948.250	NucleoSpin [®] RNA Clean-up	250 izolacji	1 zestaw
	740949.10	NucleoSpin [®] RNA Plant	10 izolacji	1 zestaw
	740949.50	NucleoSpin [®] RNA Plant	50 izolacji	1 zestaw
	740949.250	NucleoSpin [®] RNA Plant	250 izolacji	1 zestaw

Opis

NucleoSpin[®] RNA to zestawy umożliwiające izolację RNA o najwyższej integralności. Dzięki rekombinowanej DNazie zawartej w kolumnie pozwalają na usuwanie DNA z dużą wydajnością, zaś dostępne w zestawie NucleoSpin[®] Filters ułatwiają dokładną homogenizację próbki i zmniejszenie jej lepkości. Dzięki wykorzystaniu NucleoSpin[®] RNA otrzymujemy do 70 µg RNA gotowego do użycia w technikach RT-PCR, Northern blot, wydłużaniu startera itp.

NucleoSpin[®] RNA Plant pozwala na izolację RNA z tkanek i komórek roślinnych oraz z komórek grzybów strzępkowych.

NucleoSpin[®] RNA Clean-up umożliwia całkowite usunięcie inhibitorów RT-PCR z próbki, dzięki procedurze opierającej się na technice NucleoSpin[®] RNA, jednak bez użycia rDNazy i etapu homogenizacji. Czyste RNA możemy otrzymać z próbek wstępnie oczyszczonych, amino-allilo-mRNA, biotynylowanego mRNA itp., a następnie wykorzystać w RT-PCR, hybrydyzacjach

