

Zestawy NucleoTrap[®] mRNA



Brak zdjęcia

Zestawy **NucleoTrap[®] mRNA** służą do oddzielania poli(A)mRNA od całkowitego RNA. Jest to narzędzie o dużej zdolności wiązania, wynoszącej 5 µg poli(A) mRNA na 1 mg oligo(dT) związanych na powierzchni lateksowych kuleczek. Pozwala ono na otrzymanie poli(A) niezdegradowanego i bez zanieczyszczenia DNA. Procedura jest wygodna i szybka dzięki mikrowirowaniu przy zastosowaniu NucleoTrap[®] Microfilters, dostępnych w zestawie. Oczyszczanie mRNA zajmuje jedynie ok. 30 minut.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Liczba izolacji	Szt./Op.
	740655	NucleoTrap [®] mRNA mini(≤ 10 µg mRNA)	12 izolacji	1 zestaw
	740656	NucleoTrap [®] mRNA midi (≤ 40 µg mRNA)	12 izolacji	1 zestaw

Opis

Zestawy **NucleoTrap[®] mRNA** służą do oddzielania poli(A)mRNA od całkowitego RNA. Jest to narzędzie o dużej zdolności wiązania, wynoszącej 5 µg poli(A) mRNA na 1 mg oligo(dT) związanych na powierzchni lateksowych kuleczek. Pozwala ono na otrzymanie poli(A) niezdegradowanego i bez zanieczyszczenia DNA. Procedura jest wygodna i szybka dzięki mikrowirowaniu przy zastosowaniu NucleoTrap[®] Microfilters, dostępnych w zestawie. Oczyszczanie mRNA zajmuje jedynie ok. 30 minut.