



Pipety automatyczne Eppendorf Reference[®] 2 - regulowana pojemność

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Następczyni popularnej pipety Eppendorf Reference[®] o wyjątkowej precyzji i dokładności oraz powtarzalności wyników. Ergonomiczny kształt oraz lekkość znacznie zwiększają komfort pracy. Pipety charakteryzują się zwiększoną wytrzymałością, dzięki zastosowaniu pierścienia ze stali nierdzewnej, chroniącego krawędzie głowicy urządzenia.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kod barwny	Nr producenta
	K-5231	Pipeta Reference [®] 2, regulowana poj.	0,1-2,5 µl	ciemnoszary	4924 000.010
	K-5232	Pipeta Reference [®] 2, regulowana poj.	0,5-10 µl	szary	4924 000.029
	K-5233	Pipeta Reference [®] 2, regulowana poj.	2-20 µl	jasnoszary	4924 000.037
	K-5234	Pipeta Reference [®] 2, regulowana poj.	2-20 µl	żółty	4924 000.045
	K-5235	Pipeta Reference [®] 2, regulowana poj.	10-100 µl	żółty	4924 000.053
	K-5236	Pipeta Reference [®] 2, regulowana poj.	20-200 µl	żółty	4924 000.061
	K-5237	Pipeta Reference [®] 2, regulowana poj.	30-300 µl	pomarańczowy	4924 000.070
	K-5238	Pipeta Reference [®] 2, regulowana poj.	100-1000 µl	niebieski	4924 000.088
	K-5239	Pipeta Reference [®] 2, regulowana poj.	250-2500 µl	czerwony	4924 000.096
	K-5240	Pipeta Reference [®] 2, regulowana poj.	500-5000 µl	fioletowy	4924 000.100
	K-5241	Pipeta Reference [®] 2, regulowana poj.	1000-10000 µl	turkusowy	4924 000.118

Opis

Następczyni popularnej pipety Eppendorf Reference[®] o wyjątkowej precyzji i dokładności oraz powtarzalności wyników. Ergonomiczny kształt oraz niska waga pipety znacznie zwiększają komfort pracy. Pipety Reference[®] 2 charakteryzują się zwiększoną wytrzymałością dzięki zastosowaniu pierścienia ze stali nierdzewnej, chroniącego krawędzie głowicy urządzenia. Zostały ponadto wyposażone w tłok odporny na korozję i działanie związków chemicznych, który można obsługiwać jedną

ręką. Specjalna konstrukcja wyrzutnika końcówek minimalizuje ryzyko powstawania aerozoli. Sprężynowy stożek końcowy umożliwia obsługę pipety bez wysiłku. Żadaną objętość można szybko i łatwo ustawić oraz zablokować. Pipety są w całości autoklawowalne, łatwe do utrzymania w czystości. Dzięki zastosowaniu kodu barwnego można w prosty i intuicyjny sposób dobrać kompatybilne końcówki do pipet Eppendorf, które również są nim opisane. Dodatkowo pozwala on użytkownikowi na szybką identyfikację pipety o żądanym zakresie pojemności. Pipety Reference® 2 posiadają świadectwo kalibracji, potwierdzające zgodność z wymogami dobrej praktyki laboratoryjnej oraz 36 miesięcy gwarancji.