



Pipety jednokanałowe Eppendorf Research[®] plus, stała pojemność

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Pipety o najwyższej precyzji i dokładności. Z ultra-lekkim tłokiem wykonanym z tworzywa Fortron[®] (za wyjątkiem pipet o poj. 2,5 µl, 10 µl, 5 ml oraz 10 ml). Ergonomiczne dzięki zredukowaniu siły wymaganej do obsługi. Wyposażone w mechanizm amortyzujący, chroniący trzonek na końcówki (za wyjątkiem pipet o poj. 5 i 10 ml) oraz zacisk szybkiego montowania, który ułatwia usunięcie dolnej części pipety (za wyjątkiem pipet o poj. 5 i 10 ml).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kod barwny	Nr producenta
	K-5417	Pipeta Research [®] plus, stała poj.	10 µl	szary	3124 000.016
	K-5418	Pipeta Research [®] plus, stała poj.	10 µl	żółty	3124 000.024
	K-5419	Pipeta Research [®] plus, stała poj.	20 µl	jasny szary	3124 000.032
	K-5420	Pipeta Research [®] plus, stała poj.	20 µl	żółty	3124 000.040
	K-5421	Pipeta Research [®] plus, stała poj.	25 µl	żółty	3124 000.059
	K-5422	Pipeta Research [®] plus, stała poj.	50 µl	żółty	3124 000.067
	K-5423	Pipeta Research [®] plus, stała poj.	100 µl	żółty	3124 000.075
	K-5424	Pipeta Research [®] plus, stała poj.	200 µl	żółty	3124 000.083
	K-5425	Pipeta Research [®] plus, stała poj.	200 µl	niebieski	3124 000.091
	K-5426	Pipeta Research [®] plus, stała poj.	250 µl	niebieski	3124 000.105
	K-5427	Pipeta Research [®] plus, stała poj.	500 µl	niebieski	3124 000.113
	K-5428	Pipeta Research [®] plus, stała poj.	1000 µl	niebieski	3124 000.121

Opis

Pipety o najwyższej precyzji i dokładności. Z ultra-lekkim tłokiem wykonanym z tworzywa Fortron[®] (za wyjątkiem pipet o poj. 2,5 µl, 10 µl, 5 ml oraz 10 ml). Ergonomiczne dzięki zredukowaniu siły wymaganej do obsługi. Wyposażone w mechanizm

amortyzujący, chroniący trzonek na końcówki (za wyjątkiem pipet o poj. 5 i 10 ml) oraz zacisk szybkiego montowania, który ułatwia usunięcie dolnej części pipety (za wyjątkiem pipet o poj. 5 i 10 ml). Trwałe i odporne chemicznie, termicznie i mechanicznie. Mogą być kalibrowane zgodnie z potrzebami użytkownika, do wymaganej pojemności bądź specyficznych właściwości pipetowanego płynu. Z możliwością sterylizacji całej pipety lub tylko dolnej części.

Kończówki i pipety Eppendorf są oznaczone kodem barwnym. Dzięki temu można w prosty i intuicyjny sposób dobrać końcówki kompatybilne do pipety o określonej pojemności. Dodatkowo pozwala on użytkownikowi na szybką identyfikację pipety podczas pracy w laboratorium.