



Zestaw Gold 2 Hei-TORQUE Ultimate 200



Zestaw Gold 2 Hei-TORQUE Ultimate 200 składa się z mieszadła Hei-TORQUE Ultimate 200, statywu oraz zacisku. Mieszadło mechaniczne pozwala na pracę z cieczą o lepkości do 100 000 mPas i objętości do 50 litrów. Urządzenie działa w zakresie prędkości od 10 do 2000 obr./min, osiągając maksymalny moment obrotowy wynoszący 200 Ncm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	H-6034	Zestaw Gold 2 Hei-TORQUE Ultimate 200	501-62029-00

Opis

Zestaw Gold 2 Hei-TORQUE Ultimate 200 zawiera mieszadło mechaniczne Hei-TORQUE Ultimate 200, teleskopowy statyw oraz zacisk.

[Mieszadło](#) umożliwia mieszanie cieczy o lepkości do 100 000 mPas oraz objętości do 50 l. Prędkość mieszania wynosi od 10 do 2000 obr./min, a maksymalny moment obrotowy to 200 Ncm. Urządzenie posiada interfejsy USB i RS232. W zestawie Gold 2 Hei-TORQUE znajduje się [teleskopowy statyw](#), który pozwala na regulację wysokości oraz [zacisk](#), który zapewnia stabilne mocowanie. Dzięki temu urządzenie jest wygodne i łatwe w użyciu.

Do mieszadła dostępna jest szeroka gama akcesoriów, takich jak różnorodne [końcówki mieszające](#) i [końcówki mieszające VISCO JET[®]](#), co pozwala na pełne dostosowanie urządzenia do różnorodnych potrzeb laboratoryjnych.

Dane techniczne

Parametr	Hei-TORQUE Ultimate 200
Regulacja prędkości	10-2000 obr./min
Maksymalna objętość medium (H ₂ O)	50 l
Maksymalna lepkość	100 000 mPas

Parametr	Hei-TORQUE Ultimate 200
Maksymalny moment obrotowy	200 Ncm
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	86 x 350 x 247 mm
Ciężar	5,1 kg
Klasa ochrony	IP 54