



Papierki do ozn. półilościowych Quantofix - Żelazo



Półilościowe paski testowe Quantofix do oznaczania żelaza. Zmiana barwy z białej na niebieskofioleową lub ciemnoczerwoną. Wykorzystywane w laboratoriach, przemyśle wodociągowym, rolnictwie, monitorowaniu jakości wody pitnej.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zmiana barwy	Szt./Op.
	M-3871	Paski do ozn. półilościowych Quantofix Żelazo 100	biały - niebieskofioletowy	100 szt.
	M-3872	Paski do ozn. półilościowych Quantofix Żelazo 1000	biały - ciemnoczerwony	100 szt.

Opis

Półilościowe paski testowe Quantofix do oznaczania żelaza. Zmiana barwy z białej na niebieskofioleową lub ciemnoczerwoną. Temperatura przechowywania: 4-30 °C. Opakowanie zawiera 100 szt. papierków w tubie. Wykorzystywane w laboratoriach, przemyśle wodociągowym, rolnictwie, monitorowaniu jakości wody pitnej.

Stopniowanie skali pasków:

Żelazo 100 – 0 • 2 • 5 • 10 • 25 • 50 • 100 mg/L Fe²⁺ 3+

Żelazo 1000 – 0 • 5 • 20 • 50 • 100 • 250 • 500 • 1000 mg/L Fe²⁺ 3+

Sposób użycia: paski testowe należy na 1 sekundę zanurzyć w próbce, strząsnąć nadmiar cieczy a następnie odczekać 20 sekund (żelazo 100) bądź 60 sekund (żelazo 1000). Pole testowe zabarwi się na kolor, jeśli w roztworze znajdują się jony żelaza.