



Wkładki Heat-On™ Heidolph



Wkładki Heat-On™ do kolb o pojemnościach 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml i 150 ml zapewniają efektywne i równomierne podgrzewanie roztworów. Są kompatybilne z mieszadłami magnetycznymi Heidolph. Dla większej funkcjonalności można je stosować z nakładką Multi-Well Holder.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Przeznaczenie	Nr producenta
	H-6421	Wkładka Heat-On™ do kolb o poj. 10 ml	mieszadła magnetyczne Heidolph	505-80061-00
	H-6422	Wkładka Heat-On™ do kolb o poj. 25 ml	mieszadła magnetyczne Heidolph	505-80062-00
	H-6423	Wkładka Heat-On™ do kolb o poj. 50 ml	mieszadła magnetyczne Heidolph	505-80063-00
	H-6424	Wkładka Heat-On™ do kolb o poj. 100 ml	mieszadła magnetyczne Heidolph	505-80064-00
	H-6425	Wkładka Heat-On™ do kolb o poj. 150 ml	mieszadła magnetyczne Heidolph	505-80065-00
	H-6426	Nakładka Multi-Well Holder	mieszadła magnetyczne Heidolph	505-80060-00

Opis

Wkładki Heat-On™ do mieszadeł magnetycznych Heidolph są idealnym rozwiązaniem do podgrzewania prób w laboratoriach. Dostosowane do kolb o pojemnościach: 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml oraz 150 ml. Zapewniają równomierne i efektywne rozprowadzenie ciepła. Maksymalna temperatura ciągłego użytkowania wynosi 260 °C. Wkładki Heat-On™ charakteryzują się solidną konstrukcją, która zapewnia ich długotrwałe i niezawodne działanie w laboratoriach. Łatwo się je montuje, a ich użytkowanie jest proste i intuicyjne.

Dodatkowo, dla optymalnego wykorzystania wkładek Heat-On™, oferujemy **nakładkę Multi-Well Holder**. Nakładka ta jest wykonana z aluminium pokrytego PTFE, co zapewnia szybki transfer ciepła, odporność na zarysowania oraz łatwość w czyszczeniu. Może pomieścić do dwóch wkładek Heat-On™ jednocześnie, umożliwiając tworzenie różnych konfiguracji. Maksymalna temperatura ciągłego użytkowania wynosi 260 °C. Oferujemy również [uchwyty do podnoszenia Heat-On™](#).