



## Wytrząsarka Rotamax 120

Uniwersalna wytrząsarka o ruchu okrężnym z płynną regulacją prędkości obrotowej 20-300 obr./min. Posiada gumową nasadkę – platformę przeciwpoślizgową. Dzięki szerokiemu wyborowi akcesoriów, umożliwia wytrząsanie różnych naczyń laboratoryjnych. Wyposażona w timer z czasem pracy ciągłym lub ograniczonym (od 1 do 120 minut).

| Miniatura                                                                         | Nr-art. | Nazwa                   | Typ       | Pręd. obrotowa  | Orbita | Wym. platformy | Maks. obciążenie | Nr producenta |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|-----------|-----------------|--------|----------------|------------------|---------------|
|  | H-6521  | Wytrząsarka Rotamax 120 | analogowa | 20-300 obr./min | 20 mm  | 220 x 220 mm   | 2 kg             | 544-41200-00  |

### Opis

Uniwersalna wytrząsarka laboratoryjna o ruchu okrężnym Heidolph Rotamax 120 z płynnie regulowaną **prędkością wytrząsania w zakresie 20-300 obr./min.** Urządzenie zaopatrzone w timer umożliwiający ustawienie czasu pracy w trybie ciągłym lub ograniczonym (od 1 do 120 minut). Po zakończeniu pracy wytrząsarka automatycznie się wyłącza, a także emituje sygnał dźwiękowy, co dodatkowo zwiększa wygodę użytkowania. **Orbita wytrząsania wynosi 20 mm. Maksymalne obciążenie wytrząsarki to 2 kg.**

Dostawa obejmuje wytrząsarkę oraz gumową nasadkę – platformę przeciwpoślizgową.

Do wytrząsarki Rotamax 120 oferujemy dodatkowe akcesoria, które umożliwiają wytrząsanie wielu rodzajów naczyń laboratoryjnych. Są to: [stelaż 100 z rolkami mocującymi](#), [rolka mocująca 100](#), [platforma 100 do montażu uchwytów mocujących](#), [uchwyty mocujące do kolb Erlenmeyera](#).

### Dane techniczne

| Parametr    | Rotamax 120 |
|-------------|-------------|
| Ruch        | orbitalny   |
| Wyświetlacz | analogowy   |

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Zakres prędkości</b> | 20 – 300 obr./min |
|-------------------------|-------------------|

|               |       |
|---------------|-------|
| <b>Orbita</b> | 20 mm |
|---------------|-------|

|                              |      |
|------------------------------|------|
| <b>Maksymalne obciążenie</b> | 2 kg |
|------------------------------|------|

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| <b>Czas pracy</b> | 0-120 min / praca ciągła |
|-------------------|--------------------------|

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>Wymiary platformy</b> | 220 x 220 mm |
|--------------------------|--------------|

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| <b>Wymiary urządzenia</b> | 245 x 125 x 310 mm |
|---------------------------|--------------------|

|               |        |
|---------------|--------|
| <b>Ciężar</b> | 5,5 kg |
|---------------|--------|

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| <b>Zasilanie</b> | 230-240 V, 50/60 Hz |
|------------------|---------------------|