



Kulki testowe do liczników komórek EVE™

Kulki testowe do liczników komórek [EVE™](#) oraz [EVE™ Plus](#) firmy NanoEnTek. Sprzedawane formie 1 ml zawiesiny o stężeniu 1×10^6 kulek/ml. Stosowane do kontroli poprawności działania liczników. Kulki pochłaniają barwnik, przez co licznik identyfikuje je jako martwe komórki.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Przeznaczenie	Objętość
	EBB-001	Kulki testowe	Licznik komórek EVE™ / EVE™ Plus	1 ml

Opis

Kulki testowe służą do kontroli poprawności działania liczników komórek [EVE™](#) oraz [EVE™ Plus](#) firmy NanoEnTek. Sprzedawane w stężeniu **1×10^6 kulek/ml**, objętości 1 ml. Zawiesinę kulek miesza się z barwnikiem używanym standardowo do pomiarów (**błękitem trypanu** lub **erytrozyną B**) w stosunku 1:1. Następnie mieszaninę wprowadza się do komory płytki pomiarowej, slajd umieszcza w urządzeniu i rozpoczyna pomiar ilości kulek. Kulki barwią się wspomnianymi barwnikami, przez co urządzenie rozpoznaje je jako martwe komórki. Prawidłowo działające urządzenie wykryje liczbę martwych komórek/ml zbliżoną do użytego stężenia kulek.