




## Wirówka Frontier™ FC5513R Pall



Wirówka Frontier™ FC5513R z funkcją chłodzenia. Regulowana prędkość obrotów od 200 do 14500 obr./min oraz czas pracy od 10 s do 99 godz. 59 min i 59 s. Urządzenie posiada funkcję szybkiego wirowania „Quickspin” oraz tryb pracy ciągłej. Istnieje możliwość ustawienia temperatury w zakresie -20-40 °C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pręd. obrotowa	Nr producenta
	H-5026	Wirówka Frontier™ FC5513R - z chłodzeniem	200-14500 obr./min	83041041

### Opis

Wirówka Frontier™ FC5513R z funkcją chłodzenia. Sprawdzi się w wielu metodach laboratoryjnych, które wymagają zastosowania niskich temperatur. Urządzenie posiada intuicyjny interfejs z wyświetlaczem LCD oraz cichy silnik bezszczotkowy. Wirówkę wyposażono w mechaniczną blokadę pokryw.

Urządzenie charakteryzuje regulowana prędkość obrotów w zakresie **200-14500 obr./min** oraz temperatura wirowania **od -20 do 40 °C**. Dodatkowo można ustawić tryb przyspieszenia/hamowania (10 stopni). Czas wirowania jest regulowany **od 10 s do 99 godz. 59 min i 59 s**. Urządzenie ma także **funkcję szybkiego wirowania „Quickspin”**. Wirówka umożliwia zapisanie do 99 programów. Wymiary urządzenia wynoszą 555 x 286 x 287 mm, waga – 33 kg. Wirówka pracuje prawidłowo w temperaturze 2-35 °C.

Wirówka sprzedawana jest bez wirnika. [Rotory](#) pasujące do wirówki można dokupić osobno.

### Dane techniczne

Parametr	Wirówka Frontier™ FC5513R
Zakres prędkości obrotów	200-14500 obr./min
Zakres czasu pracy	10 s – 99 godz. 59 min 59 s/praca ciągła/Quickspin

<b>Parametr</b>	<b>Wirówka Frontier™ FC5513R</b>
<b>Maksymalne przyspieszenie</b>	17157 x g
<b>Regulacja przyspieszenia/hamowania</b>	10 stopni
<b>Zakres regulacji temperatury</b>	-20-40 °C
<b>Wyświetlacz</b>	LCD
<b>Zamknięcie pokrywy</b>	mechaniczne
<b>Temperatura otoczenia</b>	2-35 °C
<b>Waga</b>	33 kg
<b>Poziom hałasu</b>	≤ 56 ± 2 dB
<b>Wymiary</b>	555 x 286 x 287 mm