



Naczynia do rozwijania chromatogramów TLC

Naczynia do rozwijania chromatogramów w cienkowarstwowej chromatografii cieczowej (do umieszczania w nim w eluencie gotowego do użycia arkusza z żelem TLC). Wykonane ze szkła borokrzemianowego 3.3. Autoklawowalne. Posiadają zdejmowaną, szklaną pokrywę.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Średnica	Wysokość
	B-0991	Naczynie do rozwijania chromatogramów TLC	60 mm	100 mm
	B-0980	Naczynie do rozwijania chromatogramów TLC	90 mm	130 mm

Opis

Naczynie do rozwijania chromatogramów w cienkowarstwowej chromatografii cieczowej (do umieszczania w nim w eluencie gotowego do użycia arkusza z żelem TLC – do mniejszego pojemnika mieści się arkusz o wymiarach o wym. 4 x 8 cm). Wykonane ze szkła borokrzemianowego 3.3. Możliwość sterylizacji w autoklawie. Posiadają zdejmowaną, szklaną pokrywę.