



Akcesoria do mieszadeł mechanicznych Velp



Akcesoria do wykorzystania przy instalacji i do eksploatacji mieszadeł mechanicznych Velp. Pasują doskonale do mieszadeł ES, LS, LH, PW, DLS, DLH.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	B-8270	Statyw do mieszadeł mechanicznych Velp
	B-8271	Łącznik krzyżowy
	B-8272	Łapa łańcuchowa

Opis

W przypadku gdy mieszadło mechaniczne ma pracować nad stołem laboratoryjnym wymaga dodatkowych akcesoriów w celu stworzenia bezpiecznego stanowiska pracy urządzenia. Doskonale do tego celu nadają się elementy opracowane i oferowane przez producenta mieszadeł mechanicznych Velp. Pasują idealnie do modeli ES, LS, LH, PW, DLS, DLH.

Solidne akcesoria wykonano z materiałów najwyższej jakości takich jak aluminium, stal nierdzewna. Dodatkowo materiały te odpowiednio wykończono, aby zwiększyć ich odporność na chemikalia i korozję.

Łącznik krzyżowy malowany proszkowo służy bezpiecznemu zamontowaniu mieszadła do stojaka oraz podpięcia na stojaku innych akcesoriów. Optymalnie umocuje się na pręcie o średnicy 28 – 34 mm.

W celu zabezpieczenia naczynia z mieszaną zawartością można nabyć stalową łapę łańcuchową (B-8272). Możliwość regulacji opaski zaciskowej sprawia, że można ją dostosować do większości obwodów. Dzięki takiemu zabiegowi zbiornik podczas mieszania jest stabilnie umocowany na statywie, który obsługuje podwieszane mieszadło.

UWAGA: Do prawidłowego montażu łapy łańcuchowej (B-8272) na statywie należy zastosować przeznaczony do tego celu łącznik krzyżowy np. (B-8271) .

Akcesoria do mieszadeł mechanicznych Velp – pasują do mieszadeł [ES](#), [LS](#), [LH](#), [PW](#), [DLS](#), [DLH](#), [OHS](#).