



Statyw chłodzący ze szkła akrylowego na próbki PCR

Statyw przeznaczony do przechowywania i transportu schłodzonych lub zamrożonych próbek. Probówki PCR o poj. 0,2 ml mogą być przechowywane w statywie co najmniej 30 min. w temp. < 0°C, jeśli został on przedtem schłodzony przez ok. 12 godz. w temp. -20°C. Statyw posiada 96 (8 x 12) otworów, które umożliwiają umieszczenie pasków 8- lub 12-stanowiskowych bądź pojedynczych probówek.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Liczba miejsc
	2-2606	Statyw chłodzący na próbki PCR o poj. 0,2 ml	96 (8 x 12)

Opis

Statyw przeznaczony do przechowywania i transportu schłodzonych lub zamrożonych próbek. Probówki PCR o poj. 0,2 ml mogą być przechowywane w statywie co najmniej 30 min. w temp. < 0°C, jeśli został on przedtem schłodzony przez ok. 12 godz. w temp. -20°C. Statyw posiada 96 (8 x 12) otworów, które umożliwiają umieszczenie pasków 8- lub 12-stanowiskowych bądź pojedynczych probówek. (Probówki PCR dostępne są pod Nr-Art. 3-1970 i kolejne, w różnych kolorach).

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 145 x 105 x 28 mm.