



Wkład ze środkiem osuszającym do eksykatora



Przeznaczony do osuszania próbek. Pasuje do powszechnie używanych eksykatorów ze szkła i tworzywa sztucznego. Wykonany ze stabilnej, miękkiej miseczki poliestrowej z perforowaną osłoną. Wypełnienie z żelu krzemionkowego Natrasorb TI, który w stanie suchym jest niebieski, a przy pobieraniu wilgoci zabarwia się na kolor różowy.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Średnica	Waga
	L-1015	Wkład do eksykatora	114 mm	230 g
	L-1016	Wkład do eksykatora	197 mm	680 g
	L-1017	Wkład do eksykatora	238 mm	1360 g

Opis

Przeznaczony do osuszania próbek. Pasuje do powszechnie używanych eksykatorów ze szkła i tworzywa sztucznego. Wykonany ze stabilnej, miękkiej miseczki poliestrowej z perforowaną osłoną. Wypełnienie z żelu krzemionkowego Natrasorb TI, który w stanie suchym jest niebieski, a przy pobieraniu wilgoci zabarwia się na kolor różowy. Wilgotny żel można zregenerować poprzez podgrzewanie w suszarce (do 150°C). Możliwość wielokrotnej regeneracji bez utraty skuteczności.