



Roztwory kalibracyjne pH w saszetkach



Wygodne w użyciu praktyczne saszetki z gotowym do użycia roztworem buforowym o ustalonym pH. Dzięki zastosowaniu jednorazowych saszetek z roztworami, kalibracja sprzętu jest łatwiejsza, precyzyjna i zdecydowanie szybsza. Eliminowane jest ryzyko błędów spowodowanych stosowaniem zabrudzonych czy źle wykonanych roztworów kalibracyjnych. Roztwory są dostępne w wersji z certyfikatem w jakości standardowej i bez certyfikatu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	W zestawie	Wartość pH	Objętość	Szt./Op.
	B-2765	Roztwory kalibracyjne pH w saszetkach	bez certyfikatu	4,01 pH	20 ml	25 szt.
	B-2766	Roztwory kalibracyjne pH w saszetkach	bez certyfikatu	6,86 pH	20 ml	25 szt.
	B-2767	Roztwory kalibracyjne pH w saszetkach	bez certyfikatu	7,01 pH	20 ml	25 szt.
	B-2768	Roztwory kalibracyjne pH w saszetkach	bez certyfikatu	9,18 pH	20 ml	25 szt.
	B-2769	Roztwory kalibracyjne pH w saszetkach	bez certyfikatu	10,01 pH	20 ml	25 szt.
	B-2772	Roztwory kalibracyjne pH w saszetkach	z certyfikatem	4,01 pH	20 ml	25 szt.
	B-2773	Roztwory kalibracyjne pH w saszetkach	z certyfikatem	6,86 pH	20 ml	25 szt.
	B-2774	Roztwory kalibracyjne pH w saszetkach	z certyfikatem	7,01 pH	20 ml	25 szt.
	B-2775	Roztwory kalibracyjne pH w saszetkach	z certyfikatem	9,18 pH	20 ml	25 szt.
	B-2776	Roztwory kalibracyjne pH w saszetkach	z certyfikatem	10,01 pH	20 ml	25 szt.

Opis

Roztwory kalibracyjne firmy Hanna Instruments o dokładnie ustalonym pH w praktycznych saszetkach. Opakowanie zawiera 25 saszetek po 20ml roztworu. Do prawidłowego przeprowadzenia pomiarów pH niezbędna jest właściwa kalibracja elektrody. W przeprowadzaniu tego procesu bardzo istotna jest jakość stosowanych roztworów wzorcowych. Saszetki to bardzo praktyczne rozwiązanie, ponieważ stosowanie jednorazowych, gotowych roztworów pozwala na szybkie i wiarygodne przeprowadzenie kalibracji. Zawartość saszetki wystarcza na jedną kalibrację. Saszetki nie przepuszczają światła i są gazoszczelne. Ponieważ nie ma potrzeby czasochłonnego przygotowywania roztworu ręcznie, stosowanie gotowych roztworów zmniejsza, do minimum ryzyko rozcieńczenia lub zanieczyszczenia roztworu. **Dostępne są roztwory z certyfikatem**

analizy oraz w wersji standardowej bez certyfikatu.

Dokładność: $\pm 0,01$ pH.