



Końcówki PD-Tips II do dozowników strzykawkowych - niesterylne



Końcówki PD-Tips II są unowocześnionym następcą znanych końcówek PD-Tips do dozowników marki Brand. Pasują do urządzeń różnych producentów. Kompatybilne z funkcją automatycznego wykrywania rozmiaru: HandyStep[®] touch, HandyStep[®] electronic, Gilson[®] Repetman[®], Rainin AutoRep[™] E. Dostępne w pojemnościach od 0,1 ml do 50 ml. Niesterylne, pakowane w worki.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Stopień czystości	Nr producenta	Szt./Op.
	K-6610	Końcówki PD-Tips II	0,1 ml	niesterylne	705700	100 szt.
	K-6611	Końcówki PD-Tips II	0,5 ml	niesterylne	705702	100 szt.
	K-6612	Końcówki PD-Tips II	1 ml	niesterylne	705704	100 szt.
	K-6613	Końcówki PD-Tips II	1,25 ml	niesterylne	705706	100 szt.
	K-6614	Końcówki PD-Tips II	2,5 ml	niesterylne	705708	100 szt.
	K-6615	Końcówki PD-Tips II	5 ml	niesterylne	705710	100 szt.
	K-6616	Końcówki PD-Tips II	10 ml	niesterylne	705712	100 szt.
	K-6617	Końcówki PD-Tips II	12,5 ml	niesterylne	705714	100 szt.
	K-6618	Końcówki PD-Tips II	25 ml	niesterylne	705716	50 szt.
	K-6619	Końcówki PD-Tips II	50 ml	niesterylne	705718	25 szt.
	K-6625	Końcówki PD-Tips II	0,5-12,5 ml	niesterylne	705720	140 szt.

Opis

Końcówki PD-Tips II do stopniowego dozowania są unowocześnionym następcą znanych końcówek PD-Tips do dozowników marki Brand.

Dzięki opatentowanemu kodowaniu dozowniki HandyStep[®] touch i HandyStep[®] electronic firmy Brand automatycznie wykrywają objętość końcówek. PD-Tips II są również kompatybilne ze wszystkimi innymi urządzeniami z rodziny HandyStep[®] i

wieloma dozownikami innych producentów.

Końcówki PD-Tips II zostały zaprojektowane w taki sposób aby umożliwiały precyzyjną pracę nawet przy lepkich mediach lub w przypadku roztworów charakteryzujących się o wysoką prężnością pary. Dzięki ściśle przylegającemu tłokowi końcówki PD skutecznie chronią dozownik przed aerozolami. Zabezpiecza to przed zanieczyszczeniem i zapewnia długą żywotność urządzeń.

Produkt o numerze katalogowym K-6625 to zestaw końcówek o różnej pojemności. Opakowanie zawiera 140 sztuk, po 20 szt. końcówek o pojemnościach 0,5 ml, 1,0 ml, 1,25 ml, 2,5 ml, 5,0 ml, 10,0 ml, 12,5 ml.

Podstawowe informacje:

- objętości od 0,1 ml do 50 ml,
- kompatybilne z różnymi systemami dozowania,
- kompatybilne z automatycznym wykrywaniem rozmiaru: HandyStep® touch, HandyStep® electronic, Gilson® Repetman®, Rainin AutoRep™ E,
- kompatybilne bez automatycznego wykrywania rozmiaru: HandyStep® S, HandyStep®, Rainin AutoRep™ S, Rainin AutoRep™ M, Eppendorf® Multipette® 4780 i EDOS® 5221 (znaki towarowe są własnością ich właścicieli),
- spełniają wymagania ISO 8655,
- dostarczane z certyfikatem partii,
- wykonane z wysokiej jakości surowców (cylinder: PP / tłok: PE-HD, 0,1 ml: LCP),
- dołączony adapter dla rozmiarów 25 ml i 50 ml,
- końcówki PD II nie są autoklawowalne, adaptery są autoklawowalne.

Adaptery są standardowo dostarczane w ilości 1 szt. wraz z końcówkami o poj. 25 i 50 ml, istnieje jednak również możliwość zamówienia osobno samych adapterów ([nr art. K-0140 i K-0141](#)).