












## Końcówki PD-Tips II BIO-CERT® do dozowników strzykawkowych - sterylne



Końcówki do dozowników strzykawkowych, które mogą być rozpoznawane przez dozowniki wyposażone w opatentowaną funkcję rozpoznawania pojemności końcówek. Pasują do różnych rodzajów dozowników. Bardzo szczelne co zabezpiecza urządzenie przed niekorzystnym działaniem dozowanych roztworów. Pakowane indywidualnie, klasa czystości BIO-CERT (wolne od DNA, RNaz, endotoksyn i ATP).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Stopień czystości	Nr producenta	Szt./Op.
	K-6630	Końcówki PD-Tips II	0,1 ml	sterylne	705730	100 szt.
	K-6631	Końcówki PD-Tips II	0,5 ml	sterylne	705732	100 szt.
	K-6632	Końcówki PD-Tips II	1 ml	sterylne	705734	100 szt.
	K-6633	Końcówki PD-Tips II	1,25 ml	sterylne	705736	100 szt.
	K-6634	Końcówki PD-Tips II	2,5 ml	sterylne	705738	100 szt.
	K-6635	Końcówki PD-Tips II	5 ml	sterylne	705740	100 szt.
	K-6636	Końcówki PD-Tips II	10 ml	sterylne	705742	100 szt.
	K-6637	Końcówki PD-Tips II	12,5 ml	sterylne	705744	100 szt.
	K-6638	Końcówki PD-Tips II	25 ml	sterylne	705746	25 szt.
	K-6639	Końcówki PD-Tips II	50 ml	sterylne	705748	25 szt.

### Opis

Końcówki PD-Tips II to końcówki do dozowników strzykawkowych, wyposażone we wszystkie sprawdzone funkcje swoich poprzedników. Dodatkowo posiadają system opatentowanego rozpoznawania końcówek HandyStep® touch i HandyStep® electronic firmy Brand. Końcówki te pasują też do wszystkich innych instrumentów z rodziny HandyStep® i dozowników strzykawkowych innych producentów.

Technologia rozpoznawania rozmiaru końcówki pozwala zaoszczędzić dużo czasu potrzebnego na dozowanie roztworów oraz

pomaga uniknąć pomyłek spowodowanych złym ustawieniem dozownika.

Końcówki PD-Tips II umożliwiają precyzyjną pracę nawet w przypadku bardzo lepkich roztworów lub substancji o wysokiej prężności pary. Końcówki zapewniają bezpieczne dozowanie dzięki dużej szczelności, która zabezpiecza dozownik przed aerozolami.

Produkt w wersji BIO-CERT pakowany indywidualnie, zapewnia najwyższą czystość. Produkt jest wolny od DNA, RNaz, endotoksyn i ATP.

**Podstawowe informacje:**

- objętości od 0,1 ml do 50 ml,
- kompatybilny z automatycznym wykrywaniem rozmiaru: HandyStep® touch, HandyStep® electronic, Gilson® Repetman®, Rainin AutoRep™ E,
- kompatybilne z dozownikami bez automatycznego wykrywania rozmiaru: HandyStep® S, HandyStep®, Rainin AutoRep™ S, Rainin AutoRep™ M, Eppendorf® Multipette® 4780 i EDOS® 5221 (wyżej wymienione marki są własnością ich właścicieli),
- dostępne w jakości BIO-CERT® (wolne od DNA, RNazy, endotoksyn i ATP),
- zgodne z wymaganiami normy ISO 8655,
- dostarczane z certyfikatem partii,
- wykonane z wysokiej jakości surowców (cylinder: PP / tłok: HDPE, poj. 0,1 ml: LCP),
- do rozmiarów 25 ml i 50 ml dołączony jest adapter,
- PD-Tips II nie mogą być sterylizowane w autoklawie; adaptory o rozmiarach 25 ml i 50 ml można autoklawować w temperaturze 121°C.

Adaptory są standardowo dostarczane w ilości 1 szt. wraz z końcówkami o poj. 25 i 50 ml, istnieje jednak również możliwość zamówienia osobno samych adapterów (nr art. K-0140 i K-0141).