



Statywy chłodzące Eppendorf PCR-Cooler

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Statywy chłodzące PCR-Cooler firmy Eppendorf. Pasują do probówek 0,2 ml, 0,5 ml oraz płytek 96-dołkowych. Dzięki właściwości zmiany koloru pod wpływem temperatury z powodzeniem zastępują pojemniki z lodem.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Szt./Op.	Nr producenta
	K-0791	Statyw chłodzący - Eppendorf PCR-Cooler	różowy	1 szt.	3881 000.023
	K-0792	Statyw chłodzący - Eppendorf PCR-Cooler	niebieski	1 szt.	3881 000.031
	K-0793	Statywy chłodzące - Eppendorf PCR-Cooler	niebieski i różowy	2 szt.	3881 000.015

Opis

Oryginalne statywy chłodzące firmy Eppendorf. Przeznaczone do przechowywania i przygotowywania próbek szczególnie wrażliwych na zmiany temperatury. Pasują do probówek 0,2 ml i 0,5 ml oraz płytek 96-dołkowych. Wykonane z tworzywa, które zmienia kolor, kiedy temperatura wzrośnie powyżej 7°C. Do wyboru są dwie opcje kolorystyczne (kolor różowy i niebieski), a także zestaw składający się z obu kolorów. Z powodzeniem zastępują pojemniki z lodem, dzięki czemu nie ma ryzyka zanieczyszczenia próbki. W temperaturze pokojowej mogą utrzymać całą płytkę PCR 96-dołkową przez ponad godzinę w temp. 0°C (po uprzednim schłodzeniu przez 2 godziny w -20°C) zapewniając bezpieczeństwo próbek. Schładzanie statywów należy przeprowadzać w pozycji odwróconej (dnem do góry).

Poniżej krzywa chłodzenia dla statywów PCR-Cooler:



