



Pipety elektroniczne Eppendorf Xplorer[®] plus, jednokanałowe, regulowana pojemność

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Rozszerzona wersja pipet Eppendorf **Xplorer**, wzbogacona o dodatkowe aplikacje, możliwość indywidualnych ustawień, zapamiętywania stałych objętości, a także indywidualne oprogramowanie oraz funkcję historii. Posiadają możliwość dokładnego i wysoce powtarzalnego ustawiania objętości i prędkości pipetowania. Pipety wyposażone są w czytelny, kolorowy wyświetlacz. Intuicyjne przyciski i obrotowy selektor umożliwiają prostą i szybką obsługę, zgodnie z koncepcją Eppendorf PhysioCare Concept.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kod barwny	Nr producenta
	K-7201	Pipeta Xplorer [®] Plus	0,5-10 µl	szary	4861 000.708
	K-7202	Pipeta Xplorer [®] Plus	1-20 µl	jasny szary	4861 000.710
	K-7203	Pipeta Xplorer [®] Plus	5-100 µl	żółty	4861 000.716
	K-7204	Pipeta Xplorer [®] Plus	10-200 µl	żółty	4861 000.720
	K-7205	Pipeta Xplorer [®] Plus	15-300 µl	pomarańczowy	4861 000.724
	K-7206	Pipeta Xplorer [®] Plus	50-1000 µl	niebieski	4861 000.732
	K-7207	Pipeta Xplorer [®] Plus	0,1-2,5 ml	czerwony	4861 000.736
	K-7208	Pipeta Xplorer [®] Plus	0,2-5 ml	fioletowy	4861 000.740
	K-7209	Pipeta Xplorer [®] Plus	0,5-10 ml	turkusowy	4861 000.759

Opis

Rozszerzona wersja pipet Eppendorf **Xplorer**, wzbogacona o dodatkowe aplikacje, możliwość indywidualnych ustawień, zapamiętywania stałych objętości, a także indywidualne oprogramowanie oraz funkcję historii. Są to pipety przeznaczone do najbardziej zaawansowanych zastosowań we współczesnym laboratorium. Zaprojektowane zgodnie z koncepcją Eppendorf **PhysioCare Concept**, wyróżniają się idealnym wyważeniem i dobrą podporą dla dłoni. **Sprężynujący stożek**, w który wyposażone są wszystkie pipety do poj. 1 ml, minimalizuje siły przylegania końcówek, zapewnia ich dobre mocowanie, a także gwarantuje wysoką powtarzalność otrzymywanych wyników. Pipetę **Xplorer plus** obsługuje się niezwykle prosto i intuicyjnie za pomocą przełącznika wielofunkcyjnego, którego rozmiar pasuje do każdej dłoni. Działa on na zasadzie „góra to góra, a dół to dół”. Żeby pobrać ciecz należy przycisnąć w górę, a aby dozować – w dół. Obrotowy selektor pozwala szybko

wybrać odpowiednią funkcję z menu. Pipety Eppendorf **Xplorer plus** posiadają czytelny, kolorowy wyświetlacz. Kątowny uchwyt zapewnia optymalną widoczność w każdym położeniu wyświetlacza. Pojemny akumulator zapewnia nawet do 8 godzin pracy bez konieczności ładowania. W prosty sposób można zdemontować dolną część pipety do sterylizacji, aby zapewnić odpowiednią dekontaminację.

Pipety **Xplorer plus** wyróżnia: indywidualne programowanie, ustawianie stałych objętości, zabezpieczenie hasłem, przełącznik włącz/wyłącz, dodatkowe aplikacje, ostrzeżenie o terminie serwisu.

Funkcje pipet Xplorer Plus: autodozowanie (**Ads**), dozowanie (**Dis**), pipetowanie (**Pip**), pipetowanie i mieszanie (**P/M**), pipetowanie manualne (**Man**), multipobieranie (**SPC**), rozcieńczanie (**Spc**), pipetowanie sekwencyjne (**Spc**), dozowanie sekwencyjne (**Spc**), pipetowanie odwrotne (**Spc**), programowanie (**Prg**), stała objętość (**Fix**).

Końcówki i pipety Eppendorf są oznaczone kodem barwnym. Dzięki temu można w prosty i intuicyjny sposób dobrać końcówki kompatybilne do pipety o określonym zakresie pojemności. Dodatkowo użytkownik może na podstawie kodu barwnego szybko zidentyfikować konkretny model pipety.