



Końcówki Combitips Advanced - Biopur

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
ependorf

Końcówki **Combitips Advanced Biopur** pasują do wszystkich dozowników Multipette[®]. Najwyższa dokładność dozowania. Dostępne w 9 rozmiarach w zakresie pojemności od 0,1 ml do 50 ml. Możliwe dozowanie od 1 µl do 10 ml cieczy. Pakowane indywidualnie w blistry po 100 sztuk.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kod barwny	Stopień czystości	Nr producenta	Pakowane	Szt./Op.
	K-6431	Końcówki Combitips Advanced	0,1 ml	biały	Biopur	0030 089.618	pak. ind.	100 szt.
	K-6432	Końcówki Combitips Advanced	0,2 ml	jasny niebieski	Biopur	0300 089.626	pak. ind.	100 szt.
	K-6433	Końcówki Combitips Advanced	0,5 ml	fioletowy	Biopur	0030 089.634	pak. ind.	100 szt.
	K-6434	Końcówki Combitips Advanced	1,0 ml	żółty	Biopur	0030 089.642	pak. ind.	100 szt.
	K-6435	Końcówki Combitips Advanced	2,5 ml	zielony	Biopur	0030 089.650	pak. ind.	100 szt.
	K-6436	Końcówki Combitips Advanced	5,0 ml	niebieski	Biopur	0030 089.669	pak. ind.	100 szt.
	K-6437	Końcówki Combitips Advanced	10 ml	pomarańczowy	Biopur	0030 089.677	pak. ind.	100 szt.
	K-6438	Końcówki Combitips Advanced	25 ml	czerwony	Biopur	0030 089.685	pak. ind.	100 szt.
	K-6439	Końcówki Combitips Advanced	50 ml	jasny szary	Biopur	0030 089.693	pak. ind.	100 szt.
	K-6401	Adapter do Combitips Advanced o poj. 25 ml	-	czerwony	Biopur	0030 089.731	pak. ind.	7 szt.
	K-6403	Adapter do Combitips Advanced o poj. 50 ml	-	jasny szary	Biopur	0030 089.740	pak. ind.	7 szt.

Opis

Końcówki **Combitips Advanced Biopur** pasują do wszystkich dozowników **Multipette**[®] (zastępują końcówki Combitips Plus). Charakteryzują się najwyższą dokładnością dozowania. Są dostępne w 9 rozmiarach w zakresie pojemności od 0,1 ml do 50 ml. Użytkownik ma możliwość dozowania cieczy o objętości od 1 µl do 10 ml. Dla każdej końcówki Combitip można ustawić 20 różnych objętości dozowania. W zależności od objętości dozowania za pomocą całkowicie wypełnionej końcówki Combitips można przeprowadzić od 5 do 100 kroków. Dzięki zastosowaniu Combitips Advanced użytkownik może mieć pewność, że

niezależnie od rodzaju cieczy, od jej gęstości czy lepkości, dozowana objętość będzie zawsze prawidłowa. Końcówki działają na zasadzie wyporu bezpośredniego. Są wyposażone w hermetycznie uszczelniony tłoczek, który chroni dozownik przed zanieczyszczeniem przez aerozole. Dzięki temu można ich używać do pracy z materiałami radioaktywnymi lub toksycznymi. Zastosowanie kodu barwnego umożliwia łatwą i błyskawiczną identyfikację odpowiedniej końcówki. Wydłużony kształt końcówek Combitips o pojemności 2,5 ml, 5 ml i 10 ml umożliwia komfortowe korzystanie ze wszystkich probówek o najpopularniejszych pojemnościach, zapobiegając stratom przy przenoszeniu próbki.

Końcówki Combitips o czystości **Eppendorf Biopur** są sterylne (sterylizowane radiacyjnie bądź tlenkiem etylenu), wolne od DNaz, RNaz, pirogenów, ATP, ludzkiego i bakteryjnego (*E. coli*) DNA oraz inhibitorów PCR. Pakowane są indywidualnie w blistry po 100 sztuk.

Combitips advanced dostępne są również w czystości [Eppendorf Quality](#), [PCR Clean](#) oraz [Forensic DNA Grade](#). Dla cieczy o wysokiej lepkości dynamicznej dedykowane są końcówki [Viscotip](#).