



Butelki wirówkowe - o poj. 250 ml - 500 ml

SORVALL

Butelki o dużej objętości. Przeznaczone do rotorów Sorvall. Wykonane z polipropylenu lub poliwęglanu. Autoklawowalne. Butelki o poj. 250 ml mogą być stosowane w wirówkach z przyspieszeniem do **67000 g**, butelki o poj. 500 ml do **13680 g**. Zamknięcie zapobiega wyciekaniu w czasie wirowania. Dzięki specjalnej formie butelki podczas wirowania nie dochodzi do kontaktu medium z nakrętką i uszczelką.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Szt./Op.
	7-9955	Butelki wirówkowe Dry Spin z PP, wraz z nakrętką i uszczelką, 61 x 146 mm	250 ml	12 szt.
	7-9956	Butelki wirówkowe Dry Spin z PC, wraz z nakrętką i uszczelką, 61 x 146 mm	250 ml	12 szt.
	7-9957	Butelki wirówkowe Dry Spin z PP, wraz z nakrętką i uszczelką, 70 x 190 mm	500 ml	6 szt.

Opis

Butelki o dużej objętości. Przeznaczone do rotorów Sorvall. Wykonane z polipropylenu lub poliwęglanu. Autoklawowalne. Butelki o poj. 250 ml mogą być stosowane w wirówkach z przyspieszeniem do **67000 g**, butelki o poj. 500 ml do **13680 g**. Zamknięcie zapobiega wyciekaniu w czasie wirowania. Dzięki specjalnej formie butelki podczas wirowania nie dochodzi do kontaktu medium z nakrętką i uszczelką.