



## Koncentrat do czyszczenia Labosol<sup>®</sup> S

Koncentrat Labosol<sup>®</sup> S przyjazny dla środowiska. Duża siła czyszcząca przy niewielkich stężeniach. Przeznaczony do intensywnego czyszczenia zabrudzonych sprzętów laboratoryjnych, porcelany, narzędzi i przedmiotów z tworzywa sztucznego i gumy. Czyści gruntownie nie uszkadzając czyszczonego materiału czy skóry rąk. Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych.

| Miniatura                                                                         | Nr-art. | Nazwa                                            | Rodzaj pak. | Pojemność |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|-------------|-----------|
|  | 1-6091  | Koncentrat do czyszczenia Labosol <sup>®</sup> S | butelka     | 1,0 l     |
|  | 1-6090  | Koncentrat do czyszczenia Labosol <sup>®</sup> S | kanister    | 5,0 l     |

### Opis

Koncentrat Labosol<sup>®</sup> S przyjazny dla środowiska. Duża siła czyszcząca przy niewielkich stężeniach. Przeznaczony do intensywnego czyszczenia zabrudzonych sprzętów laboratoryjnych, porcelany, narzędzi i przedmiotów z tworzywa sztucznego i gumy. Czyści gruntownie nie uszkadzając czyszczonego materiału czy skóry rąk. Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych. W zależności od rodzaju zabrudzenia stosuje się 0,5 – 2%-owy roztwór. Moc czyszczenia można zwiększyć poprzez podgrzewanie łaźni. Nie zawiera chloru i drażniących alkaliów. Ulega biodegradacji.