



Pojemniki na odpady Multi-Safe euroMatic[®]



Pojemnik na odpady Multi-Safe euroMatic[®] wykonany z PP, z pokrywą. Służy do usuwania ostrych przedmiotów, np. igieł, drobnej stłuczki szklanej, skalpeli itp. Po naciśnięciu przycisku pokrywa podnosi się automatycznie. Po ostatecznym zamknięciu pokrywy otwór jest na zamknięty na stałe, a obręcz podtrzymująca unosi się do góry, służąc jako uchwyt.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Szer. x dł.	Wysokość	Nr producenta
	J-2635	Pojemnik na odpady Multi-Safe euroMatic [®] 3000	3 l	164 x 164 mm	185 mm	77.3897.030
	J-2636	Pojemnik na odpady Multi-Safe euroMatic [®] 4000	4 l	164 x 164 mm	245 mm	77.3897.040
	J-2637	Pojemnik na odpady Multi-Safe euroMatic [®] 6000	6 l	164 x 164 mm	330 mm	77.3897.060
	J-2638	Pojemnik na odpady Multi-Safe euroMatic [®] 7000	7 l	164 x 164 mm	390 mm	77.3897.070

Opis

Wytrzymałe pojemniki Multi-Safe euroMatic[®] o kwadratowej podstawie, wykonane z żółtego polipropylenu (PP) z czerwoną pokrywą. Przeznaczone do utylizacji odpadów niebezpiecznych, również spiczastych i ostrych np. igieł, drobnej stłuczki szklanej, skalpeli itp. Czerwona pokrywa o innowacyjnej konstrukcji, zamontowana do pojemnika za pomocą zatrzasków, zapewnia jego optymalną obsługę i bezpieczeństwo. Po naciśnięciu przycisku pokrywa podnosi się automatycznie. Na wytłoczonej etykiecie znajdują się opisy wykonane w języku niemieckim i angielskim oraz ilustracje informujące o niebezpieczeństwie i prawidłowym użytkowaniu pojemnika. Znaczniki maksymalnego poziomu napełnienia pozwalają łatwo określić poziom wypełnienia. Pojemniki Multi-Safe euroMatic[®] spełniają wymagania TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907.

Podstawa pojemników Multi-Safe euroMatic[®] pojemnik ma wymiary 132 x 132 mm, a ich pokryw – 166 x 166 mm. Multi-Safe euroMatic[®] mogą być obsługiwane jedną ręką. Dodatkowo wytrzymałe zawiasy w owalnej pokrywie umożliwiają wielokrotne otwieranie i zamykanie. Duży otwór pozwala na szybkie usuwanie niebezpiecznych przedmiotów. Ostateczne zamknięcie pojemnika jest wyraźnie widoczne przez wysunięcie do góry żółtego pierścienia znajdującego się w pokrywie. Obręcz może służyć wtedy jako uchwyt.

Pojemniki z pokrywą Multi-Safe euroMatic[®] można przytwierdzić do ściany przy użyciu uchwytów:

- ze stali nierdzewnej J-2693 (montowanego przy użyciu np. mocowań J-2697 lub zawieszki J-2697),
- ze stali nierdzewnej J-2691,

- adaptera z polipropylenu J-2692.

We wnętrzu pojemnika można dodatkowo umieścić odpowiadającą rozmiarem [bibułę absorbcyjną](#) dla Multi-Safe euroMatic® o pojemności 3-4 l lub [bibułę superabsorber](#) dla Multi-Safe euroMatic® o pojemności 6-7 l. Bibuła celulozowa pochłania nadmiar płynu gromadzącego się na dnie. **Akcesoria dostępne do kupienia osobno.**