



## Kapsle Flip-Off ND20

Kapsle Flip-Off są przeznaczone do fiolek z wywiniętym brzegiem ND20. Bez septy. Dostępne w wielu kolorach.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                | Kolor            | Szt./Op. |
|-----------|---------|----------------------|------------------|----------|
|           | L-7410  | Kapsle Flip-Off ND20 | przeźroczyste    | 100 szt. |
|           | L-7411  | Kapsle Flip-Off ND20 | białe            | 100 szt. |
|           | L-7412  | Kapsle Flip-Off ND20 | żółte            | 100 szt. |
|           | L-7413  | Kapsle Flip-Off ND20 | pomarańczowe     | 100 szt. |
|           | L-7414  | Kapsle Flip-Off ND20 | czerwone         | 100 szt. |
|           | L-7415  | Kapsle Flip-Off ND20 | lawendowe        | 100 szt. |
|           | L-7416  | Kapsle Flip-Off ND20 | fioletowe        | 100 szt. |
|           | L-7417  | Kapsle Flip-Off ND20 | ciemnoniebieskie | 100 szt. |
|           | L-7418  | Kapsle Flip-Off ND20 | niebieskie       | 100 szt. |
|           | L-7419  | Kapsle Flip-Off ND20 | turkusowe        | 100 szt. |
|           | L-7420  | Kapsle Flip-Off ND20 | ciemnozielone    | 100 szt. |
|           | L-7421  | Kapsle Flip-Off ND20 | zielone          | 100 szt. |
|           | L-7422  | Kapsle Flip-Off ND20 | limonkowe        | 100 szt. |
|           | L-7423  | Kapsle Flip-Off ND20 | czarne           | 100 szt. |
|           | L-7424  | Kapsle Flip-Off ND20 | szare            | 100 szt. |

### Opis

Kapsle Flip-Off przeznaczone do fiolek z wywiniętym brzegiem ND20. Nie są wyposażone w septę. Zrywane wieczko zapobiega niepożądanemu manipulowaniu próbkami. Kapsle Flip-Off pozwalają na łatwiejsze, szybsze i bezpieczniejsze otwieranie fiolek niż konwencjonalne kapsle. Dostępne są w bardzo zróżnicowanych kolorach. Dzięki temu można w łatwy sposób oznaczać i identyfikować próbki.

Kapsle Flip-Off mogą być stosowane do zamykania [fiolek z wywiniętym brzegiem](#), w tym fiolek [headspace](#), [crimp-top](#) oraz [butelek iniekcyjnych ND20](#).

Dla uzyskania maksymalnego dopasowania i szczelności kapsli i fiolek zalecane jest stosowanie [sept, które można dokupić osobno](#).

Do zamykania kapsli Flip-Off ND20 dedykowana jest kapsłownica [L-7454](#).