



Miniwirówko-vortex FV-2400 Micro-Spin



Micro-Spin FV-2400 to prosty wirówko-vortex o stałej prędkości 2800 obr./min. Posiada funkcję pracy ciągłej i impulsowej.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	W zestawie
	K-7725	Miniwirówko-vortex FV-2400 MicroSpin	Rotory R-1.5 oraz R-0.5/0.2

Opis

Wirówko-vorteks FV-2400 Micro-Spin to urządzenie, które znajdzie zastosowanie w laboratoriach chemicznych, biochemicznych mikrobiologicznych i klinicznych. Łączy w sobie funkcję wirowania i wytrząsania ze stałą prędkością **2800 obr./min.** Maksymalna względna siła odśrodkowa wynosi **500 x g**. Posiada funkcję **pracy ciągłej** oraz **impulsowej**.

FV-2400 Micro-Spin jest urządzeniem typu otwartego – nie zawiera pokrywy. Podwyższa to prędkość wirowania, a tym samym efektywność rozpuszczania lub zawieszania próbek w roztworze.

Wirówko-vorteks FV-2400 Micro-Spin dostarczany jest z dwoma rotorami:

- **R-1.5M** – 12 miejsc na probówki o poj. 1,5 ml;
- **R-0.5/0.2M** – 12 miejsc na probówki o poj. 0,5 ml oraz 12 miejsc na probówki o poj. 0,2 ml.

Do kupienia osobno są również inne rotory kompatybilne z FV-2400 Micro-Spin: [R-2/0.5](#), [R-2/0.5/0.2](#), [SR-16](#) oraz [SR-64](#).

Dane techniczne

Parametry	FV-2400 Micro-Spin
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.)	120 x 170 x 120 mm
Waga	1,4 kg

Parametry	FV-2400 Micro-Spin
Prędkość	2800 obr./min
Maks. przyspieszenie odśrodkowe	500 x g
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Moc	30 W