



Wirówko-vortex do płytek CVP-2



Wirówko-vortex CVP-2 przeznaczony jest do pracy z 2 płytkami PCR. Zakres prędkości wirowania od 300 do 1500 obr./min. Zakres obrotów vorteksu regulowany od 300 do 1200 obr./min.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	K-7740	Wirówko-vortex CVP-2

Opis

Wirówko-vortex CVP-2 przeznaczony do pracy z płytkami PCR. Umożliwia wirowanie lub wytrząsanie płytek PCR z kołnierzem lub pasków PCR w ramce. Ponadto możliwe jest programowanie następujących po sobie cykli:

- wirowania i wytrząsania próbek – algorytm MS,
- wirowania, wytrząsania i ponownego wirowania – algorytm SMS.

Czas pracy wirówki można programować do 30 minut. Natomiast czas pracy vorteksu – do 60 sekund.

Do kupienia osobno dostępne są dwa typy adapterów do płytek PCR:

- [AP-96](#) – pozwala na zastosowanie płytek semi-skirted i non-skirted,
- [AP-384](#) – umożliwia pracę z płytkami 384-dołkowymi.

Dane techniczne

Parametry	CVP-2
Prędkość wirowania	300-1500 obr./min
Min. RCF przy 1500 obr./min	175 x g

Parametry	CVP-2
Prędkość wytrząsania	300-1200 obr./min
Rozdzielczość	100 obr./min
Wyświetlacz	LCD
Timer wirowania	0-30 min
Timer wytrząsania	0-60 s
Maks. liczba cykli	999
Średnica komory	210 mm
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.)	285 x 350 x 190 mm
Waga	6,15 kg
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Moc	18 W