



Akcesoria do łaźni wodnej WB-4MS



Statywy do łaźni wodnej WB-4MS firmy Biosan. Cztery modele odpowiednie do najpopularniejszych typów probówek.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Na probówki
	K-7791	Stelaż TR-5/30	śr. 30 mm
	K-7792	Stelaż TR-16/19	śr. 16-19 mm
	K-7793	Stelaż TR-30/13	śr. 10-13 mm
	K-7794	Stelaż TR-40/11	1,5/2,0 ml

Opis

Statywy do [łaźni wodnej WB-4MS](#) firmy Biosan pozwalają na termostatowanie najpopularniejszych typów probówek.

Stelaż TR-5/30 pomieści do 5 probówek typu Falcon o poj. 50 ml. Statyw TR-16/19 przeznaczony jest na 16 probówek o śr. od 16 do 19 mm, np. probówki typu Falcon o poj. 15 ml. Z kolei w statywie TR-30/13 można termostatować do 30 probówek o śr. od 10 do 13 mm. Natomiast stelaż TR-44/11 posiada 44 miejsca na probówki typu Eppendorf o poj. 1,5 ml lub 2 ml.

W łaźni wodnej WB-4MS można umieścić jednocześnie do 2 statywów z serii TR.