



Automat filtrujący

SEVERIN

Automat filtrujący w dwóch wersjach do wyboru:

Model z pojemnikiem izolowanym

Wyposażony w termos ze stali szlachetnej, nie tłukący się, o podwójnych ściankach.

Model z pojemnikiem szklanym

Wyposażony w wymiowy wkład filtrujący z ograniczeniem kapania.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność
	1-2010	Automat filtrujący	ok 1,4 l
	1-2011	Automat filtrujący	ok 1,4 l

Opis

Automat filtrujący w dwóch wersjach do wyboru:

Model z termosem (Nr-Art. 1-2010)

Wyposażony w termos ze stali szlachetnej, nie tłukący się, o podwójnych ściankach. Pojemność ok. 1,4 l.

Moc: ok. 800 W.

Włącznik/wyłącznik z lampką kontrolną. Wskaźnik poziomu wody.

Kolor: stal szlachetna szczotkowana/czarny.

Model z dzbankiem szklanym (1-2011)

Pojemność: ok. 1,4 l.

Moc: ok. 1000 W.

Wymiowy wkład filtrujący z ograniczeniem kapania. Włącznik/wyłącznik z lampką kontrolną. Wskaźnik poziomu wody na szklanym dzbanku.

Kolor: stal szlachetna szczotkowana/czarny.

Wyprodukowane w Niemczech.