



Akcesoria do wirówko-vorteksów Biosan



Rotory uzupełniające ofertę wirówko-vorteksów firmy Biosan. Pięć modeli wirników pozwala na optymalne dopasowanie parametrów sprzętu do potrzeb użytkownika.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Na próbówki	Do modelu
	K-0177	Rotor R-2/0.5	0,5/1,5/2,0 ml	FV-2400, FVL-2400N, MSC-3000, MSC-6000
	K-0178	Rotor R-2/0.5/0.2	0,2/0,5/1,5/2,0 ml	FV-2400, FVL-2400N, MSC-3000, MSC-6000
	K-0179	Rotor SR-16	w paskach	FV-2400, FVL-2400N, MSC-3000, MSC-6000
	K-7780	Rotor SR-32	w paskach	FVL-2400N, MSC-3000, MSC-6000
	K-7781	Rotor SR-64	w paskach	FV-2400

Opis

Rotory uzupełniające ofertę wirówek z funkcją vorteksu firmy Biosan. Pięć modeli wirników pozwala na optymalne dopasowanie parametrów sprzętu do potrzeb użytkownika.

Rotor **R-2/0.5** (K-0177) ma miejsca na 8 probówek o poj. 1,5 ml lub 2 ml oraz na 8 probówek o poj. 0,5 ml. Rotor **R-2/0.5/0.2** (K-0178) ma łącznie 18 miejsc. Pomieści 6 probówek o poj. 1,5 ml lub 2,0 ml, 6 probówek o poj. 0,5 ml i 6 probówek o poj. 0,2 ml. Kolejne trzy modele dedykowane są do probówek PCR w paskach o poj. 0,2 ml. Rotor **SR-16** (K-0179) ma 16 miejsc (2 x 8). Rotor **SR-32** (K-7780) przeznaczony jest na 32 probówki (4 x 8), a **SR-64** (K-7781) ma aż 64 miejsca (8 x 8).

Wirniki K-0177-K-0179 są kompatybilne z wirówko-vorteksami: FVL-2400N ([K-0500](#)), FV-2400 MicroSpin ([K-7725](#)), MSC-3000 MultiSpin ([K-7730](#)), MSC-6000 MultiSpin ([K-7735](#)). Rotor SR-32 można stosować z FVL-2400N ([K-0500](#)), MSC-3000 MultiSpin ([K-7730](#)), MSC-6000 MultiSpin ([K-7735](#)). Natomiast rotor SR-64 jest dedykowany do wirówko-vorteksu FV-2400 MicroSpin ([K-7725](#)).